

Nome Prodotto

Pressoterapia Beauty Line Manuale.

Destinazione d'uso

I prodotti della Linea Beauty Line sono dispositivi per il drenaggio linfatico; un trattamento estetico ideale per chi soffre di ritenzione idrica. La pressione esercita inizia dalla sezione distale e si muove nella sezione prossimale del gambale, come un'onda. Così facendo si va a stimolare lo scorrimento dei fluidi corporei facilitandone l'eliminazione. La pressoterapia è un dispositivo medico, pertanto va utilizzata, in presenza di qualsiasi problema di salute, dopo aver consultato il proprio medico.

**Caratteristiche Compressore**

Codice	07.01.HF3006
Dimensioni	24 x 18 x 11 cm
Display	Manuale
Campo di Pressione	20-250 mm Hg
Durata del Ciclo	Da 10 a 30 minuti
Alimentazione	220/240 V - 50 Hz
Consumo Elettrico	30 Watt
Rumorosità	≤ 35 Dba
Modalità di Massaggio	A • Da Distale a Proximale

Caratteristiche dei Gambali • Inclusi

Codice	07.01.LEG11072
Dimensione	110 x 72 cm
Materiale	Nylon • PU

Modello Over Lapping: le celle che compongono il gambale sono sovrapposte; questa caratteristica permette di avere una compressione più graduale ed efficace

Avvertenze

La pressoterapia è sconsigliata in caso di: cardiopatie, trombosi sospette o appurate, arterosclerosi o problemi ischemici, dermatiti, infezioni locali e cancrena

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e gambale

Manutenzione e Pulizia

Pulire accuratamente il gambale con un detergente neutro, l'asciugatura non deve avvenire alla luce diretta del sole

Non immergere mai i raccordi dei tubi o il compressore in acqua

Controllare periodicamente che i connettori dell'aria non siano ostruiti da polvere o altro. In tal caso utilizzate un bastoncino morbido per liberare le uscite

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola 1 Compressore, 2 Gambali

Garanzia

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante Demarta Virginio S.a.S.

Classe di Dispositivo 93/42 Classe I

Codice CND Z120607

Codice RDM 1745140/R

Product Name

Pressure Therapy System Beauty Line Manual.

Use

The products of the Beauty Line series are devices for lymphatic drainage; a treatment against water retention. The pressure starts from the distal section and moves in the proximal section of the leg cuff. In this way, the flow of body fluids is stimulated, facilitating their elimination. The pressure therapy is a medical device, do not use without a physician opinion in case of health problems.



Pump Features	
Code	07.01.HF3006
Dimensions	24 x 18 x 11 cm
Display	Manual
Pressure Range	20-250 mm Hg
Cycle Time	From 10 to 30 min.
Power	220/240 V - 50 Hz
Consumption	30 Watt
Noise Level	≤ 35 Dba
Massagge Mode	A • From Distal to Proximal
Leg Cuff Features • Included	
Code	07.01.LEG11072
Dimensions	110 x 72 cm
Material	Nylon • PU
Overlapping model: the cells that make up the leg cuff are overlapped. This feature allows for a more gradual and effective compression	
Warnings	
Pressure therapy is contraindicated for people suffering from the following pathologies: cardiopathy, suspected or ascertained thrombosis, arteriosclerosis or ischemia, dermatitis, gangrene, local infections	
Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the leg cuff	
Maintenance and Cleaning	
Clean the leg cuff with a neutral soap; the drying must not take place in direct sunlight	
Do not immerse the tubes or the pump in water	
Check the connection tubes are not obstructed by dust. In this case use a soft swab to clean them	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Pump, 1 Leg Cuff Set • 2 Pcs
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginia S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Z120607
RDM Code	1745140/R