

Rampe

Ramps

MR607TM-6

- Rampe pieghevoli e smontabili in alluminio anodizzato con superficie antiscivolo.
- Si presentano in formato valigia con la pratica maniglia che ne consente una movimentazione molto comoda e veloce.
- Dotate di custodia.

- *Folding and demountable ramps made of anodised-aluminium with non-slip surface.*
- *They are in suitcase form with a practical handle that allows a very comfortable and fast movement.*
- *Equipped with case.*



MR 407TM-8	
Peso / Weight	16 Kg
Portata / Weight capacity	275 Kg / pair
Larghezza Esterna / Outside width	720 mm
Lunghezza / length	1800 mm
Ingombro per stoccaggio / Overall storage	2 unità 970 x 360 mm
Inclinazione massima / Maximum slope	450 mm / 20%
Larghezza interna / Usable width	700 mm



KSP® tutto più semplice