

## SCHEDA TECNICA N° WI\_ST 2013\_ RETI MATERASSI RETE MATRIMONIALE

**NOME PRODOTTO** RETI MATERASSI MATRIMONIALE

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Rete ortopedica matrimoniale con movimentazione indipendente, appositamente progettata per sollevarsi mantenendo una corretta posizione durante il riposo.

- Doghe con spessore 8 mm
- Doghe flessibili, che essendo elastiche e indipendenti l'una dall'altra, si modellano sul corpo seguendo le curve naturali
- Zona testa: doga sagomata terminale
- Zona spalle: doga anatomica per una corretta postura
- Zona lombare: doga per sostegno lordosi
- Zona bacino: doga anatomica con regolatori di rigidità
- Zona gambe: doghe a portanza neutra
- Zona piedi: doga sagomata terminale
- Telaio costruito interamente in legno, senza parti metalliche
- Dotato di sospensioni a portata differenziata
- 11 regolazioni intermedie
- Totale assenza di viti a vista, assenza di campi magnetici, finiture atossiche
- Dotata di serie di 4 piedi, Ø 55 mm H25 cm. Piedi opzionali: Ø 55 mm H 30-35-40 cm

OPZIONALE: ALZATA SIMULTANEA TRAMITE APPOSITO CAVO

### GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

ADVE2-160

**DESCRIZIONE**

RETE ADVANCE E2 160

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Ergogreen  
via Milano, 18  
20831 - Seregno (MB)

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Dimensioni</b>	Larghezza rete: 160 cm Lunghezza rete: 190 cm Altezza rete da terra: 10 cm + altezza dei piedini scelti
<b>Portata massima</b>	90 KG per rete
<b>Alimentazione Elettrica</b>	Potenza motore: 2 x 4.500 N Consumo in stand - by: <0,4 W Campi elettromagnetici: i - SMPS
<b>Classe di protezione elettrica</b>	II
<b>Materiali</b>	Rete in legno con assenza di viti a vista

## Accessori e Ricambi

Cod. PD55H30 Piedini H30 cm Ø 55 cm  
Cod. PD55H35 Piedini H35 cm Ø 55 cm  
Cod. PD55H40 Piedini H40 cm Ø 55 cm  
Cod. CAVOALZGERT2 Cavo per alzata simultanea  
Cod. CRFLUCE Comando radiofrequenza  
Cod. T6 APP + RADIOCOMANDO Telecomando bluetooth + app Germany Motions  
Cod. T6 APP app Germany Motions

<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio