

RF CLINIC BODY

RADIOFREQUENZA | 10 PROGRAMMI

RF CLINIC BODY È UN INNOVATIVO APPARECCHIO CHE GENERA ONDE DI RADIOFREQUENZA PER APPLICAZIONI ESTETICHE, CONTRO L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE SIA DEL VISO CHE DI TUTTO IL CORPO. FAVORISCE INOLTRE LA VASCOLARIZZAZIONE DEL TESSUTO CUTANEO, ELIMINANDO GLI INestetismi CAUSATI DALL'ESPOSIZIONE DEI RAGGI SOLARI E DALL'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE.

6 PELLE | 4 VISO

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

1 manipolo RF Clinic 100

Potenza

200W (50Ω)

Frequenza erogabile

Da 470KHz a 2MHz

Modalità di trattamento

Resistiva

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


mm 170x220x60

Peso

gr 870

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di radiofrequenza RF CLINIC BODY
- 1 Manipolo RF Clinic 100
- 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva viso all'acido ialuronico
- 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva linfo drenante con escina, fucus e caffeina
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



ALIMENTAZIONE A RETE



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

RF CLINIC BODY

RADIOFREQUENZA | 10 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

VISO

Rughe viso

Rughe occhi

Acne viso

Micro-lifting viso

PELLE

Rughe corpo

Rughe pelle sensibile

Micro-lifting décolleté

Smagliature

Elasticità pelle

Collagene Bio-skin

