

SCHEMA TECNICA

WI_ST 3011_ROLLATOR INDY II

NOME PRODOTTO ROLLATOR INDY II

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Rollator per uso interno ed esterno.

- Telaio pieghevole in alluminio con sistema di chiusura e apertura a crociera con una sola mano
- Impugnature regolabili in altezza con leve per i freni a pattino
- Comodo appoggio per la schiena
- Borsa e supporto porta bastone di serie
- Dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo
- Disponibile in 2 misure: small e medium
- 4 ruote in PU antiforo da 20 cm

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15615031	ROLLATOR INDY II SMALL BD/RDM: 1670820 CND: Y120609
15615041	ROLLATOR INDY II MEDIUM BD/RDM: 1670823 CND: Y120609

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore ROSSO

Dimensioni

Misura small:

Larghezza: 59 cm
Profondità: 72 cm
Altezza: regolabile da 82 a 95 cm
Dimensione seduta: 40 x 24 cm
Altezza seduta da terra: 54 cm
Altezza fascia schienale: 9 cm
Distanza tra seduta e fascia schienale: 36 cm
Ruote posteriori: 20 cm
Ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni rollator chiuso: 22 x 88 x 39 cm

Misura medium:

Larghezza: 68 cm
Profondità: 72 cm
Altezza: regolabile da 94 a 106 cm
Dimensione seduta: 46 x 23 cm
Altezza seduta da terra: 65 cm
Altezza fascia schienale: 9 cm
Distanza tra seduta e fascia schienale: 36 cm
Ruote posteriori: 20 cm
Ruote anteriori: 20 cm
Dimensioni rollator chiuso: 30 x 94 x 72 cm

Peso 8 kg

Portata massima 125 kg

REDATA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio