

## SCHEDA TECNICA N° 150

**NOME PRODOTTO** SILVER

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Rollator in acciaio verniciato, leggero, pieghevole indicato per l'uso esterno. Dotato di sedile, vassoio, cestino con maniglia, dispositivo di sicurezza per l'antichiusura ed impugnature confortevoli regolabili in altezza con leve per freni a pattino, 2 ruote piroettanti e 2 fisse.

### GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15615000	ROLLATOR SILVER
COD.ISO 12.06.09.009	
COD.ISO 12.06.09.130	
COD.ISO 12.06.09.142	

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa - Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	GRIGIO
Dimensioni	Profondità: 54 cm Ingombro: A 65 cm C 31 cm Altezza manopole da terra: 82-95 cm
Peso	7 KG
Portata massima	110 KG
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio