

**Nome Prodotto**








Rollator in Acciaio.

**Destinazione d'uso**

I deambulatori sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Quest'ausilio è concepito per l'uso di un solo utente, in ambienti interni o esterni in base al modello.



Codice	Lunghezza	Larghezza Interna	Larghezza Totale	Altezza	Dimensioni Seduta	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm											
01.06.420	64	44	60	75/98	38x16	61	120	20 (8")	20 (8")	10	64x23x87.5

**Descrizione**

- Struttura in acciaio pieghevole.
- Quattro ruote del diametro di 20 cm (ruote frontali piroettanti, due posteriori fisse con freno).
- Cestino porta oggetti in acciaio incluso.
- Manopole ergonomiche e regolabili in altezza.

**Materiali**

Telaio	Acciaio
Impugnatura	Polipropilene
Ruote	PVC
Seduta	PVC

**Manutenzione e Pulizia Telaio**

Usare un panno umido con del sapone neutro

Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore, oggetti abrasivi e spazzole metalliche

Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente

**Manutenzione e Pulizia Ruote**

Pulire le ruote con acqua tiepida e detersivo neutro

Lubrificare periodicamente le ruote

**Conservazione e Smaltimento**

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

**Confezione e Nr. Articoli**

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

**Garanzia**

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

**Riferimenti del Prodotto**

Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.06.09.003
Codice CND	Y120609
Codice RDM	1691158/R












**Product Name**  
Steel Rollator.

**Use**

The walkers and rollators are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance.

This aid is designed for a single user, in indoor or outdoor environments according on models.



Code	Length	Inside Width	Width	Height	Seat Dimensions	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm											
01.06.420	64	44	60	75/98	38x16	61	120	20 (8")	20 (8")	10	64x23x87.5

**Description**

- Folding steel structure.
- Four wheels with a Ø 20 cm (front swivel wheels, two rear fixed with brakes).
- Steel storage basket included.
- Ergonomic and height-adjustable knobs.

Materials	
Frame	Steel
Knobs	Polypropylene
Wheels	PVC
Seat	PVC
Frame Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap	
Do not use water and / or steam jet washing machines, abrasive objects and metal brushes	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Wheels Maintenance and Cleaning	
Clean the wheels with warm water and neutral detergent	
Lubricate the wheels periodically	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.06.09.003
CND Code	Y120609
RDM Code	1691158/R