

Nome Prodotto

Rollator in Alluminio.

Destinazione d'uso

I deambulatori sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Quest'ausilio è concepito per l'uso di un solo utente, in ambienti interni o esterni in base al modello.



Codice	Lunghezza	Larghezza Interna	Larghezza Totale	Altezza	Dimensioni Seduta	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm											
01.06.400	83	44	59	85/94	35x35	54	120	20 (8")	20 (8")	7	64x23x87.5

Descrizione

Il ROLLATOR ha una struttura in alluminio pieghevole, una seduta (35x35 cm) e uno schienale imbottiti, un dispositivo frenante a leva sulle ruote posteriori, quattro ruote del diametro di 20 cm (ruote frontali piroettanti, due posteriori fisse), cestino porta oggetti e supporto porta-bastone laterale. Le manopole sono ergonomiche e regolabili in altezza per una presa più confortevole.

Materiali	
Telaio	Alluminio
Impugnatura	Polipropilene
Ruote	PU
Seduta	PVC Imbottito
Manutenzione e Pulizia Telaio	
Usare un panno umido con del sapone neutro	
Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore, oggetti abrasivi e spazzole metalliche	
Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente	
Manutenzione e Pulizia Ruote	
Pulire le ruote con acqua tiepida e detersivo neutro	
Lubrificare periodicamente le ruote	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.06.09.003
Codice CND	Y120609
Codice RDM	1691158/R

Product Name

Aluminium Rollator.

Use

The walkers and rollators are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance. This aid is designed for a single user, in indoor or outdoor environments according on models.



Code	Length	Inside Width	Width	Height	Seat Dimensions	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm											
01.06.400	83	44	59	85/94	35x35	54	120	20 (8")	20 (8")	7	64x23x87.5

Description

The ROLLATOR has a foldable aluminum structure that is height adjustable. It has two rotating 20 cm front wheels and two fixed 20 cm rear wheels with a braking rest. Furthermore, it is equipped with storage basket, padded knobs, seat (34x33 cm), back rest and lateral stick holder support. The seat height from the ground is 54 cm.

Materials

Frame	Aluminum
Knobs	Polypropylene
Wheels	PU
Seat	Padded PVC

Frame Maintenance and Cleaning

Use a damp cloth with mild soap

Do not use water and / or steam jet washing machines, abrasive objects and metal brushes

Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone

Wheels Maintenance and Cleaning

Clean the wheels with warm water and neutral detergent

Lubricate the wheels periodically

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr.Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.06.09.003
CND Code	Y120609
RDM Code	1691158/R