

**ROLLATOR
PARIGI**

Codice	Descrizione
RA-215152	Rollator PARIGI

Descrizione

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio. Ruote anteriori piroettanti. Ruote posteriori fisse con sistema autobloccante a pressione. Piano seduta imbottito. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. Cestino metallico. Schienale in Eva imbottito.

Indicazioni

Ausilio per la deambulazione da utilizzare con due mani.

Dati tecnici

Portata massima	120 kg
Larghezza totale	615 mm
Larghezza seduta	430 mm
Profondità seduta	300 mm
Altezza seduta	550 mm
Regolazione impugnature	810-920 mm
Diametro delle ruote	130 mm
Spessore delle ruote	25 mm
Peso	6,0 kg

Materiali componenti

Telaio	Alluminio
Ruote	PVC
Impugnature	Materiale plastico morbido
Piano seduta	Similpelle imbottita
Puntali	Gomma



Manutenzione e pulizia

Eliminare sempre la sporcizia che si forma dopo ogni utilizzo usando delle soluzioni non aggressive ed avendo cura di asciugare. Non utilizzare spugne abrasive. Verificare periodicamente la condizione delle ruote e dei puntali nonché lo stato di tenuta degli elementi di serraggio e delle saldature.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Codice CND **Y120606**

Progressivo di registrazione **319923**

Produttore **INTERMED Srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE