

ROLLATOR ATENE

Codice	Descrizione
RA-215162	Rollator ATENE

Descrizione

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio. Ruote anteriori con modalità piroettante o fissa. Ruote posteriori fisse. Piano seduta in nylon. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza. Sacca portaoggetti. Schienale in poliestere.

Dati tecnici

Portata massima	135 kg
Lunghezza totale	675 mm
Larghezza totale	640 mm
Larghezza utile	500 mm
Larghezza seduta	460 mm
Profondità seduta	220 mm
Altezza seduta	560 mm
Regolazione impugnature	800-930 mm
Diametro delle ruote	200 mm
Capacità sacca	5 kg
Peso	7,50 kg

Materiali componenti

Telaio	Alluminio
Ruote	PVC
Impugnature	Materiale plastico morbido
Seduta	Nylon
Schienale	Poliestere



Manutenzione e pulizia

Eliminare sempre la sporcizia che si forma dopo ogni utilizzo usando delle soluzioni non aggressive ed avendo cura di asciugare. Non utilizzare spugne abrasive. Verificare periodicamente la funzionalità dei freni nonché lo stato di tenuta degli elementi di serraggio e delle saldature.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
 Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND Y120606
Progressivo di registrazione 603719

Produttore INTERMED Srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE