

SCHEDA TECNICA N° 120

NOME PRODOTTO S21 BRIO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Lo scooter Brio S 21, è l'evoluzione degli scooter pieghevoli Wimed. Brio si apre e si chiude con un pratico telecomando o con due comodi tasti posti sulla scocca posteriore. Lo scooter è di serie fornito con un borsone, per facilitarne il trasporto. Manubrio regolabile in altezza. Luci anteriori e posteriori a Led.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO

1435R1026

DESCRIZIONE

Scooter Foldable S21 Brio

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138
Milano

MANDATARIO

HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG. TAIWAN R.O.C.408

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza totale: 79 cm Lunghezza totale: 162 cm Altezza da terra: 12 cm Altezza pedana - sedile: 38,5 cm Altezza seduta da terra: 50 cm Larghezza seduta: 38 cm Ruote anteriori: singola 180mm x 40 piena Ruote posteriori: 200mm x 50 piene Velocità massima: 6 km/h Pendenza massima: 3° Autonomia: 10 Km
Peso	19 KG
Portata massima	115 KG
Alimentazione Elettrica	Batterie: Litio 25,8V 8,7 Ah Motore: 24V 180W Centralina: Dynamic 50 Amp
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio