

Rev. 01
Aprile 2010



Scheda tecnica

521-0-007

Scalda collo e schiena – Bosotherm
1300



Codice	Descrizione
521-0-007	Scalda collo e schiena - Bosotherm 1300

Indicazioni	
Produttore	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania

Indicazioni

Cuscino termico per la terapia del caldo da applicare nelle zone nuca e schiena.

Descrizione

Cuscino termico scalda schiena da 100 Watt a 3 livelli di temperatura dalla forma anatomica, con chiusura a velcro nella parte superiore per la nuca e chiusura con cintura nella parte inferiore per la schiena.

Fodera in cotone estraibile e lavabile.

Alimentazione a rete elettrica 220 V. Protezione contro il surriscaldamento.

Accessori presenti all'interno della confezione

521-0-007
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Potenza:	100 W
Temperatura:	3 livelli di temperatura

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Alimentazione:	a rete elettrica 220 V – 50Hz
Dimensioni:	55 (A) x 40 (L) cm

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Fodera: lavabile in lavatrice a massimo 30°

Rivestimento in plastica: utilizzare un panno umido. La pulizia deve essere effettuata con il cuscino non collegato alla rete elettrica.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

3 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142