

Rev. 01
Aprile 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

521-0-009

Scaldaletto per materasso singolo
– Bosotherm 2100

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
521-0-009	Scaldaletto per materasso singolo - Bosotherm 2100

Indicazioni	
Produttore	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania

Indicazioni

Sottocoperta termico scaldaletto.

Descrizione

Scaldaletto da 60 Watt a 3 livelli di temperatura. Spia luminosa di funzionamento.
Fodera in cotone. Alimentazione a rete elettrica 220 V. Protezione contro il surriscaldamento.

Accessori presenti all'interno della confezione

521-0-009
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Potenza:	60 W
Temperatura:	3 livelli di temperatura
Alimentazione:	a rete elettrica 220 V – 50Hz

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Dimensioni:	150 (A) x 80 (L) cm
-------------	---------------------

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Fodera: lavabile in lavatrice a massimo 30°

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142