


Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
 Nr. Repertorio DM: 65908/R

Legenda

- di serie
 accessori con maggiorazione
 accessori a N.T.
 accessori a listino
 accessori a N.T. con maggiorazione

HALLEY



- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
P Profondità Sedile 36 38 40 42 44
HS Altezza Schienale 29 31 33 35 37 39 41
HA Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
HP Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46
DP Distanza Sedile Pedana 35 37 39 41 43 45 47 cm

Colore telaio

- Nero brillante Rosso Perlato Nero opaco
 Bianco perlato Blu metallizzato Grigio metallizzato
 Colore
(vedi catalogo "Colori")
 Verde fluo Arancio fluo


Rivestimento

- Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tensionabile
 Senza telo schienale
 Schienale posturale: ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro


Colore rivestimento

- (solo rivestimento in Nylon)
 Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
 sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
 Colore per telo sedile e schienale in **Nylon tensionabile**
 disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
 Colore per schienale **traspirante**
 disponibili: rosso, verde dry, grigio


Pedana non estraibile
(con DP=43 cm e P=40 cm)
(standard)



Pedana non estraibile
(con DP=43 cm e P=40 cm)




Pedana estraibile




(misure indicative)

Unica Chiusa in Carbonio




◇ Cinturini fermapiedi

A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio
(solo con pedane fisse)




◇ Cinturini fermapiedi

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione



◇ Cinturini fermapiedi


Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione



◇ Cinturini fermapiedi

Salva abiti

- Fibra di carbonio
 Alluminio in tinta



Bracciolo sport estraibile h. 22 cm



- Ribaltabile
Appoggiagomito
 Tubolare
 Classico (lungo 23 cm)

- Tubolare
 Dritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)

Bracciolo a "L" estraibile regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm
(necessita di salvabiti)



- Ribaltabile
Appoggiagomito
 Tubolare
 Dritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)

- Tubolare
 Dritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)

Ruote Posteriori

- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
 24" (36 raggi)
 24" Light (24 raggi)
 24" MTB con cop.CITYBIKE
 24" MTB con cop.OFFROAD
 24" Spinergy
colore raggi (se diverso da nero).....
 24" Ultralight (24 raggi)

Coperture

- Pneumatiche Marathon Plus 24"
 Pneum. alta press. Scolpite
 Pneum. alta press. Lisce
 Piene (non disp.con Ultralight)

Corrimano

- Alluminio chiaro
 Alluminio scuro
 Acciaio cromato 24"
 Titanio
 Gommato (a fusione)
 Carbolife Curve L 24" neri*
 CL Curve L TetraGrip neri 24"*
 CL Quadro gommati neri 24"*
 Carbolife GEKKO neri 24"*
 Copricorr. in silicone
* escluso x Star 6x3 e MTB

