

Rivenditore _____

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

 Stabilizzatore mobile in posizione eretta 03.48.21.081
 Dispositivo freno 03.48.21.201

Nr. Repertorio DM: 66835/R


Legenda

-
- di serie ○ accessori con magg.
-
- ◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
-
- ▲ accessori a N.T. con maggiorazione



HAPPY STANDING

Misure utilizzatore

- ①
- A) Altezza sottoascellare cm da terra
 B) Altezza bacino cm da terra
 C) Altezza sotto-rotula ginocchio cm da terra
 D) Altezza utilizzatore cm da terra
 E) Altezza palmo mano cm da terra


**Altezza corpetto
appoggia-torace**

- ②
- h 25 cm
 h 20 cm



	24"	26"	28"	32"
Altezza utilizzatore D	80-100	90-110	110-130	125-140
Inclinazione struttura	5°/30°	5°/30°	5°/30°	5°/30°
Campanatura ruote grandi	4"	4"	4"	4"
Portata massima (kg)	50 kg	50 kg	50 kg	75 kg
Larghezza complessiva L	58	64	64	70
Lunghezza complessiva P	80	98	98	98

misure indicative, espresse in cm

Ruote

- ③
- 24"
 26"
 28"
 32"

Colore telaio

- ④
- Rosso perlato
 Arancio
 Giallo pastello
 Bianco perlato
 Grigio metalliz.

**Colore
rivestimento**

- ⑤
- Azzurro
 Giallo
 Arancio
 Verde
 Rosso

Corrimano

- ⑥
- Alluminio
(24" chiaro o scuro;
26" - 28" - 32" scuro)
 Gommato
(24" - 26" - 28")
 Acciaio cromato
(24")
 Max Grepp
(24")

Copriraggi

- ⑦
- ☆ Trasparenti (24" o 26")
 ☆ Neri (satinati) (**)
 ☆ Alfabeto (**)
 ☆ Fantasia (**)
 codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

(**) disponibili solo per ruote da 24"

Accessori


⑧

▲ Tavolino in policarbonato
con attacco a pantografo

▲ Divaricatore




▲ Divaricatore con sostegno
bacino



▲ Divaricatore
anatomico



▲ Sellino



▲ Sellino con sostegno
bacino

