





Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Possibilità di spostamento asse in più posizioni per ricercare il giusto baricentro dell'atleta sulla carrozzina (ASSIST 2).
- Tela schienale regolabile ed imbottita.
- Schienale regolabile in altezza.
- Schienale abbattibile per altezze superiori a 30 cm (solo ASSIST 2).
- Ruote grandi da 22" o 24" ad estrazione rapida, con corrimano in titanio.
- Ruotine anteriori diam. 80 mm.
- Pedana regolabile in altezza e profondità.
- Antiribaltamento doppio o singolo.
- Campanatura ruote grandi 14° o 16°.
- Peso: Assist 2 11,3 kg
Wind 11 kg
(carrozine in assetto standard e ruote da 24")


DISTANZA
BANDINELLA-
CENTRO COPERTURA



POSIZIONE STD
ASOLA PER
FASCIA



ARCO SAGOMATO




ARCO STANDARD

Scheda d'ordine

☐ ASSIST 2 KID ☐ ASSIST 2 KID SPINERGY
(solo ruote da 24")

☐ WIND KID ☐ WIND KID SPINERGY
(solo ruote da 24")

-Lunghezza telaio: A ☐ 50 cm ☐ 55 cm
-Larghezza sedile: L ☐ 28 cm ☐ 30 cm ☐ 32 cm ☐ 34 cm
-Profondità sedile: P ☐ 28 cm ☐ 30 cm ☐ 32 cm ☐ 34 cm
-Altezza anteriore della carrozzina: B ☐ 46 cm ☐ 48 cm ☐ 50 cm
-Altezza posteriore della carrozzina: C ☐ 34 cm ☐ 38 cm ☐ 42 cm ☐ 46 cm ☐ 50 cm
-Altezza schienale: H cm ☐ fisso ☐ regolabile in inclinazione
-Ruote grandi: ☐ 22" ☐ 24"
-Campanatura ruote grandi: ☐ 16° ☐ 14°
-Antiribaltamento: ☐ singolo ☐ doppio
-Sedile: ☐ in tela ☐ rigido in alluminio
-Colore tele: (vedere la sezione "Colori")
-Colore telaio: (vedere la sezione "Colori")
-Distanza sedile - pedana regolabile: R cm
-Profondità pedana: T cm
-Tipo pedana: ☐ aperta ☐ chiusa
-Distanza fra centro mozzo e posteriore schienale: D cm
-Apertura telaio anteriore: F cm (misura interno tubi)
-Altezza spondina: E cm
-Arco anteriore: ☐ standard ☐ sagomato



Optional

Copriraggi: ☐ arancio ☐ rossi

Cuscino in poliuretano (dens. 75 Shore) foderato, h: ☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 7 cm ☐ 10 cm

Cinghia cosce in PVC : lunghezza cm e larghezzacm



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____