


Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
 Nr. Repertorio DM: 524867/R

Legenda
 di serie
 accessori a N.T.
 accessori a N.T. con maggiorazione
 accessori con maggiorazione
 accessori a listino

DIVA



- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44* 46* 48* 50* * Doppia Crociera di serie
- P** Profondità Sedile 34 36 38 40 42 44
 46 48* 50*
- HS** Altezza Schienale 29 31 33 35 37 39 41
 43 45* 47* 49* (*inclusa barra tenditrice)
- HA** Altezza Sedile Anteriore 42 43 44 46 48 50 52
 54
- HP** Altezza Sedile Posteriore 38 40 42 44 46 48 50
- DP** Distanza Sedile Pedana 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 cm

Colore telaio

- Nero brillante Rosso Perlato Nero opaco
 Bianco perlato Blu metallizzato Grigio metallizzato
 (vedi catalogo "Colori")
 Verde fluo Arancio fluo

Rivestimento

- Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tensionabile
 Senza telo schienale


Colore rivestimento

- (solo rivestimento in nylon)
 Nero
 Rosso Arancio
 Bluette Verde
 Azzurro


Pedana non estraibile



Pedana non estraibile




Pedana estraibile:




Pedane elevabili (estraibili)

Separate in plastica




- Cinturini fermapiedi
 Cinturini fermatalloni

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:




- Cinturini fermapiedi
 Cinturini fermatalloni

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione



- Cinturini fermapiedi
 Cinturini fermatalloni

- Girevole e apribile verso l'esterno




Schienale

- Fisso 90°

Regolabile in inclinazione:

- 4°
 -2°
 0 (90°)
 2°
 4°
 6°



A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio

(non disponibile con pedane estraibili o elevabili)
 NB: consentita fino a larghezza sedile 46 max)



Unica Chiusa in Carbonio




- Cinturini fermapiedi

Salva abiti

- Plastica
 Alluminio in tinta
 Fibra di carbonio

Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm ribaltabile




- Alto 27 cm dal sedile

Appoggiagomito

- Classico (lungo 23 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Tubolare
 Emplegico DX
 Emplegico SX

Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 a 28 cm (estraibile, aperto con salvabiti)

- Non estraibile



Appoggiagomito

- Tubolare
 Dritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)


Bracciolo Sport estraibile - h 22 cm ribaltabile



Appoggiagomito

- Classico (lungo 23 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Tubolare
 Emplegico DX
 Emplegico SX

Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso) ribaltabile (Altezza minima 26 cm)



Appoggiagomito

- Classico (lungo 30 cm)
 Dritto (lungo 26 cm)
 Dritto (lungo 36 cm)
 Emplegico DX
 Emplegico SX

Ruote posteriori (16)

- 24" (36 raggi)
- 22" (36 raggi) 24" MTB cop.CITYBIKE
- 20" (36 raggi) 24" MTB cop.OFFROAD
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3(18 raggi) nere o argento
- 24" Ultralight 24 raggi
- 24" Spinergy
colore raggi Spinergy (se diverso da nero).....

Coperture

- 24" Pneumatiche Marathon Plus
- Pneum. alta press. Scolpite
- Pneum. alta press. Lisce
- Piene (non disp. con ruote Ultralight)

Corrimano (17)

- Alluminio chiaro ** escluse ruote MTB
- Alluminio scuro * escluse Star 6x3 e MTB
- Acciaio cromato 24"
- Titanio
- Gommato (a fusione)
- Carbolife Curve L 24" neri *
- CL Curve L TetraGrip neri 24" *
- CL Quadro gommati neri 24" **
- Carbolife GEKKO neri 24" **
- ☆ Copricorr. in silicone

Copriraggi (18)

- ☆ Trasparenti
- ☆ Neri
- ☆ Fantasia
codice:

(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruote anteriori (19)

- 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 100 (4"x1) piene con luci
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all.
- 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all.
- 150 (6") pneumatiche
- 150 (6") piene
- 175 (7") pneumatiche
- 175 (7") piene

Posteriore (20)

- Con routine per passaggi stretti standard
- ☆ Con routine per passaggi stretti a leva

(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- Senza routine per passaggi stretti
- Posteriori curvi

(con posteriori curvi non è possibile montare le routine con passaggi stretti)

Sbilanciamento (21)

- Destro Sinistro
- Destro Sinistro
(Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro

Monoguida (22)

- ◇ Destra
- ◇ Sinistra

(Solo con campanatura 0°)

Campanatura

0° 1° 2° 3°

Antiribaltamento girevole
(Solo con posteriore curvo)

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro

☆ **Passo prolungato** (23)

Maniglie schienale (24)

- Standard
- Schienale con snodo (non consente barra tenditrice)
- Regolabili in altezza

Set anodizzato (25)

(Cerchi ruote post. & mozzi ruote 24" LIGHT e forcelle)
 NB: supporto alluminio spondina del colore del telaio o del set

- Nero
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Distanza tra centro mozzo e schienale (26)

- 2,5 cm
- 5 cm (std)
- 7,5 cm

(Con HP=44 cm)

Tavolino (27)

- △ Trasparente *
- △ Plastica grigia (max L48)
- △ Morbido imbottito *
- △ Dx △ Sx Trasparente Emiplegico

specificare il tipo di attacco:
 singolo doppio

* per larghezza seduta 50cm il tavolo deve essere di misura XL

(Solo con braccioli)

Appoggiatesta (28)

A telino

- ☆ Fisso
- ☆ Regolabile in altezza

Sagomato

- ◇ Fisso
- △ Regolabile in altezza

Orbitale

- △ Sagomato
- △ Avvolgente

Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
 Standard: h = 20 cm d = 15 cm
 h = cm d = cm

Cuscino foderato (29)

in poliuretano espanso

- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale Vicair
- Schienale posturale Samekh
- Schienale posturale Nxt
- Easywheel *
- Ruotino2.Enjoy *
- Ruotino2.XTR *
- Easybike *

* compilare relativa scheda d'ordine

Freni (30)

- Classici leva corta
- Classici leva corta a tiro
- Classici leva lunga
- A scomparsa
- Monofreno dx
- Monofreno sx
- A tamburo
- A tamburo + classici

(Soggetti a limitazioni di configurazione)

Opzioni

- 33 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 34 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 35 Pattina di unione sedile-schienale
- 36 ◇ Cuscino rigido imbottito h 5
- 37 ◇ Bretellaggio
- 38 ◇ Cintura pettorale
- 39 ◇ Spinte laterali ◇ DX ◇ SX
Swing away h.....cm

Note

Opzioni

- 40 ◇ Divaricatore a fasce
- 41 △ Dispositivo WC
- 42 ○ Tasca portacateteri
- 43 ☆ Barra tenditrice
- 44 ☆ Tavoletta anat. schienale
- 45 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.Sing.
- 46 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.Dop.
- 47 ☆ Pompetta (per pneumatici)
- 48 ☆ Set portavaligia
- 49 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 50 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 51 ☆ Zainetto nero
- 52 ☆ Portaombrellone
- 53 ☆ Protezioni anteriori
- 54 △ Doppia crociera
- 55 ◇ Divaricatore sul telaio
h dal sedilecm