

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso ut. (kg) _____

Rivenditore

PAG. 1/2
giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 &
12.22.91.718 pedane elevabili.
Nr. Repertorio MDR: 2331940

Legenda

- ☐ di serie
★ accessori a listino
○ accessori con maggiorazione

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44* ☐ 46 *	* Doppia Crociera di serie € 126,00
P Profondità Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 <input =""="" checked="" type="checkbox"/> 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48* ☐ 50*	€ 71,00
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45* ☐ 47* ☐ 49 * (*inclusa barra tenditrice)	€ 71,00
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 <input =""="" checked="" type="checkbox"/> 50 ☐ 52 ☐ 54	€ 35,00
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 <input =""="" checked="" type="checkbox"/> 46 ☐ 48 ☐ 50	
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51	cm

Colore telaio

- ☐ Nero lucido ☐ Rosso Perlato ☐ Nero opaco
☐ Bianco perlato ☐ Blu metallizzato ☐ Grigio metallizzato

☐(vedi catalogo "Colori") a partire da: € 82,00

①

Rivestimento schienale ②

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale

Colore rivestimento ③

(solo rivestimento in nylon)


- ☐ Nero
☐ Rosso ☐ Arancio € 35,00
☐ Bluette ☐ Verde € 35,00
☐ Azzurro € 35,00

DIVA


crash-tested

€ 1650,00


Prezzo base



- ☐ Pedana non estraibile
(con DP=43 cm e P=40 cm)
(standard)



- ☐ Pedana non estraibile
(con DP=43 cm e P=40 cm)




Pedana estraibile:



- △ Pedane elevabili (estraibili) € 165,00

- ☐ Separate in plastica


(solo DP > 35 cm)



- ◇ Cinturini fermapiedi € 28,00
★ Cinturini fermatalloni € 28,00

⑤


- Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:



- ◇ Cinturini fermapiedi € 28,00
★ Cinturini fermatalloni € 28,00

⑥

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione



- ◇ Cinturini fermapiedi € 28,00
★ Cinturini fermatalloni € 28,00


⑧

Schienale ⑦


- ☐ Fisso 90°

Regolabile in inclinazione:


- ☐ -4°
☐ -2°
☐ 0 (90°)
☐ 2°
☐ 4°
☐ 6°



- A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio € 180,00

(non disponibile con pedane estraibili o elevabili
NB: consentita fino a larghezza sedile 46 max)

- Unica Chiusa in Carbonio € 124,00



- ◇ Cinturini fermapiedi € 28,00

⑦

Salva abiti ⑩



- ☐ Plastica




- Alluminio in tinta € 67,00



- Fibra di carbonio € 195,00

- ☐ Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm ribaltabile




- ☐ Alto 27 cm dal sedile

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX € 35,00
☐ Emiplegico SX € 35,00


- Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 a 28 cm (NON estraibile, aperto con salvabiti) € 233,00



Appoggia gomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

- ☐ Bracciolo Sport estraibile - h 22 cm ribaltabile



Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare
☐ Emiplegico DX € 35,00
☐ Emiplegico SX € 35,00

- Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso) ribaltabile (Altezza minima 26 cm) (a partire da P 38cm)



- △ modello Desk € 107,00



- △ modello Sport € 107,00



- △ modello "U" € 107,00

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm) € 29,00
☐ Emiplegico DX € 35,00
☐ Emiplegico SX € 35,00

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

DIVA

Rivenditore

Ruote posteriori

16

- ☐ 24" (36 raggi)
☐ 22" (36 raggi) ☐ 24" MTB cop.CITYBIKE
☐ 20" (36 raggi) ☐ 24" MTB cop.OFFROAD
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" Ultralight 24 raggi **€ 96,00**
☐ 24" Spinergy **€ 990,00**
col.raggi Spinergy (std nero).....

Coperture

- ☐ 24" Pneumatiche Marathon Plus
☐ Pneum. alta press. Scolpite
☐ Pneum. alta press. Lisce
☐ Pieni KIK 24" nere (non disp. con ruote Ultralight) **€ 125,00**

Corrimano

17

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24" **€ 30,00**
☐ OVAAL allum. chiaro 24" **€ 110,00**
☐ OVAALS allum. scuro 24" **€ 154,00**
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24" **€ 199,00**
☐ Titanio **€ 294,00**
☐ Gommato (a fusione) **€ 155,00**
☐ CL CURVE L 24" neri **€ 358,00**
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24" **€ 449,00**
☐ CL QUADRO gommati neri 24" **€ 449,00**
☐ CL GEKKO neri 24" **€ 449,00**
☐ Copricorr. in silicone **€ 118,00**

OVAAL/S/G: solo 24" Starx3 OVAAL o GEKKO
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disp.x MTB

Copriraggi

18

- ☆ Trasparenti 24" **€ 110,00**
☆ Neri 24" **€ 212,00**
☆ Fantasia 24" **€ 212,00**
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori


19

- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci **€ 44,00**
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ARG. all. **€ 82,00**
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.NERO all. **€ 82,00**
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.ARG. all. **€ 82,00**
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.NERO all. **€ 82,00**
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene
☐ 175 (7") pneumatiche
☐ 175 (7") piene


Posteriore

20

- ☐ Con ruotine per passaggi stretti standard




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva **€ 114,00**




(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- ☐ Senza ruotine per passaggi stretti



- ☐ Posteriori curvi



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Dispositivo di sbilanciamento

21

- ☐ Destro ☐ Destro
☐ Sinistro ☐ Sinistro
(Solo con posteriore curvo)

Dispositivo antiribaltamento

- ☆ Destro **€ 46,00**
☆ Sinistro **€ 46,00**

Antiribaltamento girevole


(Solo con posteriore curvo)

- ☆ Destro **€ 122,00**
☆ Sinistro **€ 122,00**

Monoguida

22


- ◇ Destra **€ 280,00**
◇ Sinistra **€ 280,00**



(Solo con campanatura 0°)

☆ Passo prolungato

€ 48,00



Maniglie di spinta

24

- ☐ Standard ☐ Schienale con snodo (non consente barra tenditrice) **€ 172,00**
☐ Regolabili in altezza **€ 118,00**

Set anodizzato

25

(Cerchi ruote post. & mozzi ruote 24" LIGHT e forcelle)
NB: supporto alluminio spondina del colore del telaio o del set

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro **€ 143,00**
☐ Rosso **€ 143,00**
☐ Arancio **€ 143,00**
☐ Viola ciclamino **€ 143,00**
(Solo ruote 24"Light)

Distanza tra centro mozzo e schienale

26

- ☐ 2,5 cm
☐ 5 cm (std)
☐ 7,5 cm
(Con HP=44 cm)

Tavolino

27

- △ Trasparente * **€ 210,00**
△ Plastica grigia (max L48) **€ 145,00**
△ Morbido imbottito * **€ 210,00**
△ Dx △SxTrasparente Emiplegico **€ 169,00**

specificare il tipo di attacco:

- ☐ singolo ☐ doppio




(Solo con braccioli)

* per larghezza seduta 50cm il tavolo deve essere di misura XL **€ 250,00**

Appoggiatesta

28

A telino



- ☆ Fisso **€ 80,00**
☆ Regolabile in altezza **€ 99,00**

Orbitale

- △ Avvolgente **€ 180,00**



- △ Sagomato **€ 190,00**



- △ Con supporti laterali **€ 210,00**




Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
Standard: h = 20 cm d = 15 cm
h = cm d = cm

Cuscino foderato

29

in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm **€ 61,00**
☆ Altezza 5 cm **€ 61,00**

Campanatura ruote post.

31

- ☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°
☐ Alberini Ø 12mm (default) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale Vicair
☐ Schienale posturale Samekh
☐ Schienale posturale Nxt

Freni

30

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro **€ 23,00**
☐ Classici leva lunga **€ 23,00**
☐ A scomparsa **€ 92,00**
☐ Monofreno dx **€ 66,00**
☐ Monofreno sx **€ 66,00**
☐ A tamburo **€ 240,00**
☐ A tamburo + classici **€ 315,00**

(Soggetti a limitazioni di configurazione)

Opzioni

- 32 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
33 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
34 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
35 ◇Bretellaggio **€ 93,00**
36 ◇Cintura pettorale **€ 42,00**
37 ◇Spinte laterali **€ 125,00** cad.
Swing away h.....cm

Opzioni

- 38 ◇Divaricatore a fasce **€ 104,00**
39 ○ Tasca portacatetere **€ 43,00**
40 ☆Barra tenditrice **€ 45,00**
41 ☆Dx ☆Sx Portastamp.Sing. **€ 41,00** cad
42 ☆Dx ☆Sx Portastamp.Dop. **€ 65,00**
43 ☆Pompetta (per pneumatici) **€ 22,00**
44 ☆Set portavaligia **€ 132,00**
45 ☆Cinghia pelvica a 45° **€ 22,00**
46 ☆Cinghia pelvica imb. a 45° **€ 80,00**
47 ☆Zainetto nero **€ 31,00**
48 ☆Protezioni anteriori **€ 36,00**
49 △Doppia crociera **€ 100,00**
50 ◇Divaricatore sul telaio h dal sedilecm **€ 107,00**
51 ○ Fitting per ganci auto **€ 175,00** crash tested

Note

I prezzi sono al netto di IVA, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. Opzioni fuori scheda a pagamento e soggette a valutazione tecnica.

I prezzi fanno riferimento al listino prezzi in vigore