

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
 Nr. Repertorio DM: 65930/R


Legenda
☐ di serie ☐ accessori con magg.
☐ accessori a N.T. ☐ accessori a listino
☐ accessori a N.T. con maggiorazione

EMERALD

L Larghezza Sedile ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
P Profondità Sedile ☐ 26 ☐ 28 ☒ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
HS Altezza Schienale ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 17* ☐ 19* ☐ 21* ☐ 23 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33
☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41

* Non disponibile con pedane estraibili

cm



Colore telaio ☐ Arancio ☐ Rosso perlato
☐ Azzurro metallizzato ☐ Rosa metallizzato ☐ Blu metallizzato
☐ Arancio FLUO ☐ Verde FLUO
☐ (vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimento
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:
 ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro schienale posturale:

②


Colore rivestimento
 (solo rivestimento Nylon)
☐ Nero ☐ Azzurro
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette ☐ Arancio

③

Telaio anteriore

④

☐ **Standard**
 (sconsigliato per L < 32cm)
☐ **Abdoto**
 (raccomandato per L < 32cm)



Pedane

⑤


☐ Estraibili
☐ Non estraibili

☐ **Separata in profilo di alluminio**
 Solo per L > 32cm (anteriore standard)
 Solo per L > 28cm (anteriore abdoto)
☐ Cinturini fermapiedi

⑥

☐ **Unica in profilo di alluminio**

⑦



Salva abiti


⑧

☐ **Plastica (standard)**
☐ Alluminio curvo in tinta



☐ **Bracciolo a "T" integrato nella spondina e regolabile in altezza** (da sommare al salva-abiti)

⑨



Appoggia gomito




☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)

☐ **Maniglie di spinta fisse**

☐ **Maniglie di spinta regolabile in altezza**

☐ **Maniglie di spinta regolabile in altezza**

⑩



Ruote posteriori

⑪

☐ 24" Light (24 raggi)*
☐ 22" Light (24 raggi)
☐ 20" Light (20 raggi)

Coperture

☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite
☐ Piene
☐ Marathon Plus 22" o 24"

*NB: R24" solo con P=36 o 34cm e HP da 40 a 46cm

Campanatura ruote posteriori

⑫

☐ 1° ☐ 3° ☐ 5°

Corrimano

⑫

☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ Carbolife Curve L 24" neri
☐ Carbolife GEKKO neri 24"
 ☆ Copricorr. in silicone

Copriraggi










⑬

☆ Trasparenti
 ☆ Neri
 ☆ Alfabeto
 ☆ Fantasia
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi fantasia)
 ☆ Fantasia con scritta personalizzata
 " "
 (vedi catalogo copriraggi fantasia)

Ruotine anteriori

⑭

☐ 80 (3") piene con luci
☐ 80 (3") piene
☐ 100 (4") piene con luci
☐ 100 (4") piene
☐ 100 (4") piene cerchio all.
☐ 125 (5") piene
☐ 125 (5") piene cerchio all.
☐ 150 (6") pneumatiche (se HA min.43)
☐ 150 (6") piene (se HA min.43)

Antiribaltamento girevole (16)  ☐ Destro ☐ Sinistro ☒ Destro e sinistro (solo L = 34 o 36 cm)	☆ Prolunga passo (17)  (disponibile solo senza antiribaltamento)	Cuscino foderato (18) in poliuretano espanso  ☒ Altezza 3 cm ☒ Altezza 5 cm	Monoguida (19) (solo con campanatura 0°) (solo ruote 36 raggi 22" o 24")  ☒ Destra ☒ Sinistra
Appoggiatesta (20) A telino  ☒ Fisso ☒ Regolabile in altezza Sagomato  ☒ Fisso ☐ Regolabile in altezza Orbitale  ☒ Sagomato ☐ Avvolgente Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto Standard: h = 15 cm d = 10 cm h = cm d = cm	Divaricatore (21)  ☒ 1 ☒ 3 ☒ 5 ☒ 7 cm ☐ cm Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile Set anodizzato (24) (Cerchi ruote post., mozzi e forcelle) ☐ Nero ☐ Argento ☐ Azzurro ☐ Rosso ☐ Arancio ☐ Viola ciclamino	Spinte Lateral (22) Swing Away  ☐ Destra ☐ Sinistra Specificare l'altezza "h" Freni (25) ☐ Classici leva corta ☐ Classici leva corta a tiro ☐ Classici leva lunga ☐ Monofreno destro ☐ Monofreno sinistro ☐ A tamburo ☐ Tamburo + classici	Tavolino (23) ☐ Trasparente ☐ Morbido imbottito specificare il tipo di attacco: ☐ singolo ☐ doppio  (Solo con braccioli) Opzioni 26 ☐ Velcro universale (M+F) 27 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile 28 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile 29 ☐ Pattina di unione sedile-schienale 30 ☒ Cuscino rigido imbottito 31 ☒ Bretellaggio 32 ☒ Cintura pettorale 33 ☐ Divaricatore a fasce 34 ☒ Pompetta per pneumatici 35 ☒ Tavoletta anat. schienale 36 ☒ Cintura pelvica a 45° 37 ☒ Cintura pelvica imb. a 45° 38 ☒ Zainetto nero 39 ☒ Portaombrello 40 ☒ Protezioni anteriori

Notes

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **VICAIR**
- ☐ Schienale posturale **Samekh**
- ☐ Schienale posturale **nxt**