



Ordine N° \_\_\_\_\_  Preventivo  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Rif. cliente \_\_\_\_\_ Peso Kg \_\_\_\_\_

Rivenditore

gennaio 2020 pagina 1/2

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060  
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163  
 Nr. Repertorio DM: 524789/R



**Legenda**  
 di serie      ○ accessori con maggiorazione  
 accessori a N.T.      ☆ accessori a listino  
 accessori a N.T. con maggiorazione

# EOS

**EOS FISSA**

**EOS CON ASSE REGOLABILE**

- L** Larghezza Sedile       34    36    38    40    42    44  
**P** Profondità Sedile       36    38    40    42    44    46  
**HS** Altezza Schienale       27    29    31    33    35    37    39    41  
**HA** Altezza Sedile Anteriore       46    48    50  
**HP** Altezza Sedile Posteriore       40    42    44    46    48  
**DP** Distanza Sedile Pedana       37    39    41    43    45    47    49      cm



**Colore telaio**

- Titanio lucido       Nero brillante ①  
 Bianco perlato       Nero opaco  
 Titanio naturale  
 Colore .....  
(vedi catalogo "Colori")  
 Verde fluo    Arancio fluo


**Rivestimenti:**

- Schienale**  
 Nylon tensionabile  
 Tessuto traspirante tens.  
 Schienale saldato  
 Senza telo schienale, per s.posturale:  
 Rigido in carbonio      ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)  
 ☆ altro schienale posturale

**Colore rivestimenti** ③


- Nero (std) sia sedile in nylon avvitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)  
 Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro  
 Colore schienale traspirante disponibili: rosso, verde dry, grigio

**Pedana Unica Tubolare in Titanio** ④




- Aperta       Chiusa in carbonio       Chiusa regolabile

**Maniglie di spinta per accompagnatore** ⑤




- Senza maniglie       Maniglie fisse       Maniglie regolabili in altezza       Maniglie a scomparsa

**Distanza tra centro mozzo e schienale** ⑥




- 9 cm (standard)       7 cm  
 0 cm (biamputati)       11 cm  
 3 cm       12 cm  
 5 cm

**Inclinazione schienale (regolabile)** ⑦




- 89°  
 91° (standard)  
 93°

**Angolo anteriore telaio** ⑧



- 83° A = 14 cm (standard)



- 75° A = 19 cm

**Campanatura ruote posteriori** ⑨

- 1°    2°    3°    4°

**Antiribaltamento girevole** ⑩



**Salva abiti** ⑪



- Alluminio con ala in fibra di carbonio       Estraibile (CRB con ala)



- Carbonio dritto       Estraibile

**Bracciolo a "L"** ⑫

regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile

- Ribaltabile



**Appoggiagomito**

- Tubolare  
 Dritto (lungo 26 cm)  
 Classico (lungo 23 cm)  
 Classico (lungo 30 cm)

**Freni** ⑬



- a Scomparsa  
 Composite




- Standard  
 Standard a tiro

**Tasche** ⑭



**Archetto schienale** ⑮

- Standard: P(archetto) 7,5cm; H(archetto) 19cm; dia 19mm.  
 Altro: P.....cm; H.....cm; dia.....mm.



Note

Rivenditore \_\_\_\_\_

**Ruote posteriori** (16)

- 24" Ultralight (24 raggi) nere
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
- 24" Star 6x3 (18 raggi) argento
- 24" (36 raggi)
- 24" Mountain-bike nere (Citybike)
- 24" Mountain-bike nere (Offroad)
- 24" Spinergy  
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Spinergy  
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Light (24 raggi) nere

**Coperture**

- Pneum. Marathon Plus
- Pneum. alta pressione Lisce
- Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- Piene 24" non disponibili su ruote Ultralight

**Corrimano** (17)

- Alluminio chiaro
- Alluminio scuro
- Acciaio cromato 24"
- Titanio
- Gommato (a fusione)
- Carbolife Curve L 24" neri \*
- CL Curve L TetraGrip neri 24" \*
- CL Quadro gommati neri 24"\*
- Carbolife GEKKO neri 24"\*
- ☆ Copricorr. in silicone

\* non disponibili con ruote Star 6x3 e Mountain bike

**Copriraggi** (18)

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri 24"
- ☆ Alfabeto 24"
- ☆ Fantasia 24"  
codice: .....

(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

**Set anodizzato** (20)

(Cerchi ruote post. &amp; mozzi LIGHT 24", supporto spondine e forcelle)

- Nero (std)
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

**Ruotine anteriori** (19)

- 80 (3") piene L 25 mm
- 80 (3") piene con luci L 25 mm
- 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
- 100 (4"x1) piene con luci
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- 125 (5"x1.1/4) grig.piene cerchio plastica
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- 125 (5"x1) piene con luci

**Cuscino foderato** (21)

in poliuretano espanso


Altezza 3 cm

Altezza 5 cm




 **profilo SEDUTA STANDARD**



NB: sedile rigido in CARBONIO solo per profilo seduta standard

 **profilo SEDUTA ERGONOMICA** (22)


 **SEDILE ADDOTTO** (23)


(Il sedile addotto, non disponibile per larghezze inferiori ai 36 cm deve essere abbinato all'anteriore dritto)

 **SEDILE DRITTO (standard)** (24)

 **ANTERIORE A Y (standard)**

 **Apertura telaio anteriore di** .....cm (su misura) € 179,00

 **ANTERIORE A V**


(All'anteriore a V deve essere abbinata la pedana regolabile in inclinazione chiusa. NB: non consente sedile addotto)

 **ANTERIORE DRITTO** (25)


(scelta necessaria per larghezza seduta 34cm oppure con sedile addotto)

**Opzioni**

- 26  Velcro universale (M+F)
- 27  Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 28  Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 29  Velcro "F" (asola) sul sedile
- 30  Cuscino rigido imbottito
- 31  Bretellaggio
- 32  Cintura pettorale
- 33  Divaricatore a fasce
- 34  Tasca portacatetere
- 35 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Sing.
- 36 ☆ Pompetta per pneumatici
- 37 ☆ Set portavaligia
- 38 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 39 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 40 ☆ Zainetto nero
- 41 ☆ Portaombrello
- 42 ☆ Protezioni anteriori

**Fissa da 7,5 kg Regolabile da 7,8 kg**

- Carrozzina 38x40x31 cm
- Rivestimento in nylon
- Colore: Titanio lucido
- Pedana aperta
- Senza maniglie di spinta
- Salva abiti con ala in fibra di carbonio
- Freni a scomparsa
- Ruote Ultralight
- Coperture pnem. alta pressione lisce
- Corrimano Ultralight
- Ruotine anteriori da 80 mm
- Senza tasche
- Portata massima: 100 kg

**Note**
**Prodotti correlati:**

- Cuscino posturale VICAIR
- Schienale posturale Samekh
- Schienale posturale nxt

- Easywheel \*
- Ruotino2.Enjoy \*
- Ruotino2.XTR \*
- Easybike \*
- Jacquard

\* compilare la relativa scheda d'ordine