

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060  
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163  
 Nr. Repertorio DM: 524789/R

**Legenda**


- ☐ di serie  
☐ accessori con maggiorazione  
☐ accessori a N.T. ☆ accessori a listino  
☐ accessori a N.T. con maggiorazione

# EOS<sup>3</sup> SNODATA

☐ **EOS<sup>3</sup> FISSA**    ☐ **EOS<sup>3</sup> CON ASSE REGOLABILE**

- L** Larghezza Sedile    ☐ 34   ☐ 36   ☐ 38   ☐ 40   ☐ 42   ☐ 44  
**P** Profondità Sedile    ☐ 36   ☐ 38   ☐ 40   ☐ 42   ☐ 44   ☐ 46  
**HS** Altezza Schienale    ☐ 27   ☐ 29   ☐ 31   ☐ 33   ☐ 35   ☐ 37   ☐ 39   ☐ 41  
**HA** Altezza Sedile Anteriore    ☐ 46   ☐ 48   ☐ 50  
**HP** Altezza Sedile Posteriore    ☐ 40   ☐ 42   ☐ 44   ☐ 46   ☐ 48  
**DP** Distanza Sedile Pedana    ☐ 37   ☐ 39   ☐ 41   ☐ 43   ☐ 45   ☐ 47   ☐ 49

cm



**Colore telaio**

- ☐ Titanio lucido  
☐ Titanio naturale

(NB: non è possibile verniciare il telaio del modello EOS<sup>3</sup>)

①

**Rivestimenti: Sedile**

- ☐ Telo sedile avvitato  
 Rigido in carbonio ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)  
 ☆ altro schienale posturale.....

**Schienale**


- ☐ Nylon tensionabile  
☐ Tessuto traspirante tens.  
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:

**Colore rivestimenti**

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)  
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro  
☐ Colore schienale traspirante disponibili: rosso, verde dry, grigio

③


**Pedana Unica Tubolare in Titanio**



- ☐ Aperta    ☐ Chiusa in carbonio    ☐ Chiusa regolabile

④


**Maniglie di spinta per accompagnatore**



- ☐ Senza maniglie    ☐ Maniglie fisse    ☐ Maniglie regolabili in altezza    ☐ Maniglie a scomparsa

⑤


**Distanza tra centro mozzo e schienale**



- ☐ 9 cm (standard)    ☐ 7 cm  
☐ 0 cm (biamputati)    ☐ 11 cm  
☐ 3 cm    ☐ 12 cm  
☐ 5 cm

⑥


**Inclinazione schienale (regolabile)**




- ☐ 89°  
☐ 91° (standard)  
☐ 93°

⑦

**Angolo anteriore telaio**



- ☐ 83° A = 14 cm (standard)



- ☐ 75° A = 19 cm

⑧

**Campanatura ruote posteriori**

- ☐ 1°    ☐ 2°    ☐ 3°    ☐ 4°

⑨

**Antiribaltamento girevole**



⑩

**Salva abiti**



- ☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio    ☐ Estraibile con ala in carbonio



- ☐ Carbonio dritto    ☐ Estraibile

⑪

**Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile**

- ☐ Ribaltabile  
**Appoggiagomito**  
☐ Tubolare  
☐ Dritto (lungo 26 cm)  
☐ Classico (lungo 23 cm)  
☐ Classico (lungo 30 cm)

⑫


**Freni**



- ☐ a Scomparsa  
☐ Composite

⑬

**Tasche**




- ☐ Tasca sedile    ☐ Tasca schienale

⑭

**Archetto schienale**

- ☐ Standard: P(archetto) 7,5cm; H(archetto) 19cm; dia 19mm.  
☐ Altro: P.....cm; H.....cm; dia.....mm.



⑮

Note

### Ruote posteriori

16

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi)
- ☐ 24" Star 6x3 (18 r.) nere o argento
- ☐ 24" (36 raggi)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
- ☐ 24" Spinergy  
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- ☐ 25" Spinergy  
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

### Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
- ☐ Pneum. alta pressione Lisce
- ☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- ☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- ☐ Pieni 24" non disponibili su ruote Ultralight

### Corrimano

17

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Acciaio cromato 24"
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ Carbolife Curve L 24" neri \*
- ☐ CL Curve L TetraGrip neri 24" \*
- ☐ CL Quadro gommati neri 24"\*
- ☐ Carbolife GEKKO neri 24"\*

☆ Copricorr. in silicone

\* non disponibili con ruote Star 6x3 e Mountain bike

### Copriraggi

18

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri 24"
- ☆ Alfabeto 24"
- ☆ Fantasia 24"
- codice: .....
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

### Set anodizzato

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24" supporto spondine e forcelle)

- ☐ Nero
- ☐ Argento
- ☐ Azzurro
- ☐ Rosso
- ☐ Arancio
- ☐ Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

### Ruotine anteriori

19

- ☐ 80 (3") piene L 25 mm
- ☐ 80 (3") piene con luci L 25 mm
- ☐ 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
- ☐ 100 (4"x1) piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- ☐ 125 (5"x1.1/4) grig.piene cerchio plastica
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- ☐ 125 (5"x1) piene con luci

### Cuscino foderato

in poliuretano espanso

- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm




### profilo SEDUTA STANDARD




NB: sedile rigido in CARBONIO solo per profilo seduta standard

### profilo SEDUTA ERGONOMICA



### SEDILE ADDOTTO (standard)


23



Il sedile addotto è di serie per larghezze a partire da 36 cm

### SEDILE DRITTO

24



Il sedile dritto è su richiesta eccetto per L 34 dove è di serie


### Opzioni

- 26 ☐ Velcro universale (M+F)
- 27 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
- 30 ☐ Tasca portacatetere
- 31 ☆ Pompetta per pneumatici
- 32 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 33 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 34 ☆ Zainetto nero
- 35 ☆ Portaombrello
- 36 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)
- 37 ☆ Borsa portacarrozina
- 38 ☆ Borsa porta 2 ruote 24"

### Fissa da 8,5 kg Regolabile da 8,8 kg

- Carrozina 38x40x31 cm
- Rivestimento in nylon
- Colore: Titanio lucido
- Pedana aperta
- Senza maniglie di spinta
- Salva abiti con ala in fibra di carbonio
- Freni a scomparsa
- Ruote Ultralight
- Coperture pnem. alta pressione lisce
- Corrimano Ultralight
- Ruotine anteriori da 80mm
- Senza tasche
- Portata massima: 100 kg

### ANTERIORE DRITTO



- ☐ Telaio dritto con una apertura anteriore di .....cm (sedile addotto su misura)

25

### Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale VICAIR
- ☐ Schienale posturale Samekh
- ☐ Schienale posturale nxt
- ☐ Jacquard

### Note

---



---



---