


SCHEDA ORDINE GIOTTO ISO 18.09.39.172	CLIENTE	
--	---------	---

DESCRIZIONE

RDM 1163276 Tavolo scolastico con incavo utilizzabile con carrozzine manuali ed elettroniche. Tutte le regolazioni in altezza ed inclinazione si effettuano agendo sulla leva posta sul montante laterale del tavolo. La base è dotata di piedini regolabili per mettere in piano il tavolo su qualsiasi superficie.

PREZZO AL PUBBLICO

TABELLA MISURE:	MISURA UNICA		
A - Larghezza tavolo	90 cm		
B - Profondità tavolo	70 cm		
C - Altezza ripiano tavolo	60 - 98 cm		
D - Angolo inclinazione ripiano	0° - 90°		
COLORE TELAIO	<input type="checkbox"/> GRIGIO metallizzato	<input checked="" type="checkbox"/> ROSSO (RAL3020)	<input type="checkbox"/> AZZURRO (RAL5012)



NOTE:

N.B.: Listino prezzi espresso in € (Euro) - IVA esclusa - franco nostro stabilimento

- ★ STD = standard, fornito in assenza di altre indicazioni
- = su richiesta, senza aggiunta di prezzo
- OPT = optional, sommare il prezzo a quello di listino

1/1

NUOVA BLANDINO srl - Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo T.se (TO) Italy - tel. +39 011 2625140
 fax +39 011 2625141 - e-mail: infonb@nuovablandino.com - www.nuovablandino.com
 ci trovi anche su Facebook e Pinterest