


SCHEDA ORDINE SPRING ISO 18.09.18.012 - 18.09.18.202 - 18.09.18.235 - 18.09.39.027 - 18.09.39.033 - 18.09.39.163 - 18.09.39.169 - 18.09.39.133 - 18.09.39.136		CLIENTE			
DESCRIZIONE RDM 859194 - seggiolone polifunzionale dinamico dotato di sistema di assorbimento con molla a gas con quattro intensità per la variazione dell'angolo del tronco bacino. Studiata per assorbire eventuali startles in estensione, di movimenti distonici e coreici, è dotata di un sistema di accoglienza privo di punti di rischio. La pedana unica multifunzionale è regolabile grazie a due pistoni laterali fissati alla seduta per l'assorbimento delle forze di carico esercitate dagli arti inferiori e dalla flessione estensione delle ginocchia e della tibiotarsica.					
LARGHEZZA SEDILE (LS) ☆ 36 ☆ 40 ☆ 45					
2D	FUORI MISURA		○ 50		€ 120,00
COLORE TELAIO					
codice	descrizione		rif. RAL		€
23NE	NERO	☆	■ 9005		€ -
TIPO RIVESTIMENTO					
codice	descrizione				€
3RE	RETINA - tessuto traspirante a rete NERO	☆			€ -
5SK	SKAY - tessuto bielastico grigio	□			€ -
TIPO DI MOLLA per il ritorno controllato					
10	600 Newton		□		€ -
21	800 Newton		☆		€ -
32	1000 Newton		□		€ -
43	1250 Newton		□		€ -
OPTIONAL					
codice	descrizione				€
15TE	schienale tensionabile		○		€ 30,00
54P	appoggiatesta polifunzionale 4 punti		○		€ 135,00
3CS	appoggiatesta polifunzionale imbottito comfort		○		€ 150,00
11IG	appoggiatesta polifunzionale imbottito grande		○		€ 150,00
13CT	appoggiatesta polifunzionale imbottito comfort, rivestimento in tessuto		○		€ 150,00
9AP	appoggiatesta piatto		○		€ 160,00
11	spinta tronco destra		○		€ 78,00
22	spinta tronco sinistra		○		€ 78,00
33	coppia di spinte tronco		○		€ 156,00
N.B.: Listino prezzi espresso in € (Euro) - IVA esclusa - franco nostro stabilimento					
☆ STD = standard, fornito in assenza di altre indicazioni □ = su richiesta, senza aggiunta di prezzo ○ OPT = optional, sommare il prezzo a quello di listino					
NUOVA BLANDINO srl - Strada Cebrosa, 24 - 10036 Settimo T.se (TO) Italy - tel. +39 011 2625140 fax +39 011 2625141 - e-mail: infonb@nuovablandino.com - www.nuovablandino.com ci trovi anche su Facebook e Pinterest					1/2

