

## Caratteristiche tecniche

- Telaio in titanio (ACE).
- Telaio in alluminio (TOP SPIN 4).
- Rivestimento schienale regolabile ed imbottito in nylon
- Ruote posteriori da 24", 25", 26" e 28" con corrimano in alluminio e alberino ad estrazione rapida
- Ruotine anteriori da 80 mm
- Ruotine posteriori reg. in H da 80 mm
- Pedana regolabile in H e profondità
- Campanatura ruote posteriori: 16°, 18°, 20°, 22°.

## Scheda d'ordine

Larghezza seduta : **(L)** .....cm  36 cm  38 cm  40 cm  42 cm  
 Profondità seduta: **(P)** .....cm  38 cm  40 cm  42 cm  
 Altezza sedile anteriore della carrozzina:  
**(B)** da 34 cm a 54 cm: ..... cm  
 Altezza sedile posteriore della carrozzina:  
**(C)** da 30 cm a 40 cm: ..... cm  
 Altezza schienale: **(HS)** .....cm  
 Angolo schienale: **(AS)**  89°  90°  91°  92°  
 Distanza sedile - pedana: **(DP)** .....cm  
 Tipo pedana:  aperta  chiusa  semi-chiusa  
 Larghezza pedana: **(LF)** ..... cm (STD 22 cm)  
 Profondità pedana: **(PF)** .....cm (STD 28 cm)  
 Distanza anteriore pedana (da terra): **(Z)** .....cm  
 Distanza posteriore (da terra): **(G)** .....cm  
 Colore rivestimento:  nero  bluette  rosso  
 Colore telaio:  Titanio Naturale (solo ACE) STD  
 grigio met.  bianco perl.  nero opaco (STD)  
 Ruote posteriori da 36 raggi :  24"  25"  26"  28"  
(STD corrimano in alluminio scuro e copertura Alta Pressione lisce)  
 Distanza tra cerchio ruota e corrimano: **(N)** .....cm  
 Distanza tra copertura e spondina: **(M)** .....cm (STD 2,5 cm)  
 Campanatura ruota:  16°  18°  20°  22°  
 Distanza tra schienale e asola per cinghia: **(S)** .....cm  
 Distanza centro mozzo - schienale da 8 cm a 18 cm: **(E)** .....cm  
 Distanza tra centro mozzo e centro pedana: **(Q)** .....cm  
 Antiribaltamento:  singolo  doppio

**TOP SPIN 4**  
(alluminio)

**ACE**  
(titanio)

## Opzioni

- Colore telaio .....  
(vedi "Catalogo colori")
- Ruote Sport Spinergy da..... colore raggi .....
- Cuscino in poliuretano foderato H 3cm Densità:  45 Shore  75 Shore
- Cuscino in poliuretano foderato H 5cm Densità:  45 Shore  75 Shore
- Fascia gambe: lunghezza ..... cm, H 8cm con fibbia (STD)
- Pelvi.Loc.....
- Corrimano gommati  Corrimano in titanio
- Corrimano Acciaio



Via dell' Artigianato II, 29  
 35010 Villa del Conte (PD) Italy  
 Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734  
 www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Rivenditore

Data: \_\_\_\_\_  
 Ordine Nr: \_\_\_\_\_  
 Rif. cliente: \_\_\_\_\_  
 Note: \_\_\_\_\_