

Data..... Rif. cliente.....  
 Preventivo Firma .....  
 Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.1/2 maggio 2025

**ARIEL**


**Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO**

Carrozina pieghevole .12.21.06.039 Spostamento forcelle ruote anteriori .12.24.21.112  
 Struttura leggera ..... 12.24.03.121 Estrazione rapida ruote posteriori ..... 12.24.21.106  
 N° repertorio MDR ..... 2288487

**Legenda**

**Standard (default)** Oopzione con magg.  
 Oopzione di serie  Oaccessorio a listino  
 Oaccessorio a N.T. con eventuale maggior.

<b>L</b> Larghezza Sedile	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36			
<b>P</b> Profondità Sedile	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36				
<b>HS</b> Altezza Schienale	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39
<b>HA</b> Altezza Sedile Anteriore	<input type="checkbox"/> 38(80)	<input type="checkbox"/> 39(100)	<input type="checkbox"/> 40(125)	<input type="checkbox"/> 42(150)	<input type="checkbox"/> 44(150)	<input type="checkbox"/> 45(175)	<input type="checkbox"/> 46(175)	<input type="checkbox"/> 48	Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le rotine da 175mm necessitano di approvazione tecnica.	
<b>HP</b> Altezza Sedile Posteriore	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	Compatibilità ruote posteriori da 20": HP fra 34 e 43 cm 22": HP fra 36 e 45 cm 24": HP fra 38 e 48 cm	
<b>DP</b> Distanza Sedile Pedana	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43



**1. Colore telaio**

- Blu metallizzato
- Rosso perlato
- Azzurro cielo
- Nero opaco
- Giallo pastello
- Rosa metallizzato
- Colore (vedi catalogo "Colori") a partire da..... €82,00
- Verde fluo.... €127,00
- Arancio fluo.. €127,00

**2. Rivestimenti**


- Nylon tensionabile
- Tessuto traspirante tensionabile . €60,00
- Senza telo schienale, per s. posturale:
- FAMEKH** (scheda a parte)
- Velcro universale (M+F)
- Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- Velcro "M" (uncino) sedile
- Velcro "F" (asola) sul sedile
- Pattina sedile-schienale
- Tasca sedile e schienale di serie

- Colore**
- Nero (default)
  - Rosso¹ ..... €35,00
  - Bluette¹ .. €35,00
  - Arancio¹ .. €35,00
  - Verde¹ .... €35,00
  - Azzurro¹ .. €35,00
- 1: solo nylon tensionabile

**3. Pedane**




- Pedane fisse con anteriore DRITTO**  
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
- Pedane estraibili con anteriore DRITTO**  
freno a tiro obbligatorio



- Pedane fisse con anteriore ABDOTTO** .€ 67,00  
Anteriore abdotto raccomandato per L < 32 cm  
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
- Ped.estraibili con anteriore ABDOTTO**.€ 67,00  
Anteriore abdotto raccomandato per L < 32 cm  
freno a tiro obbligatorio per P < 30 cm
- Pedane elevabili estraibili**.....€165,00  
da sommare eventualmente ad anteriore abdotto  
**necessita di autorizzazione tecnica**

**4. Predellini**

NB:  
-da DP17 a DP31cm pedane/a montata/e sul telaio  
-per L24-26-28cm si raccomanda pedana unica



ΔCinturini fermapiedi .....€ 28,00

**10. Campanatura ruote posteriori**

- 0°
- 1°
- 3°
- 5°

**11. Salva abiti e braccioli**

- Spondina in plastica
- Spondina in alluminio...€ 67,00
- Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in plastica
- Bracciolo a T regolabile in altezza, integrato nella spondina in alluminio...€ 67,00

**Appoggiagomiti**

- Classico (lungo 23 cm)
- Classico (lungo 30 cm) ..... €29,00
- Dritto (lungo 26 cm)

- Bracciolo a L, regolabile in altezza da 22 a 28 cm, estraibile e ribaltabile...€ 143,00

**Appoggiagomiti**

- Tubolare
- Dritto (lungo 26 cm)
- Classico (lungo 23 cm)
- Classico (lungo 30 cm)

**5. Ruote posteriori**

- 24" 36 raggi\*
- 22" 36 raggi
- 20" 36 raggi
- 24" Light 24 raggi\* ..... €109,00
- 22" Light 24 raggi ..... €109,00
- 20" Light 20 raggi..... €109,00
- 12" (300 mm) piene\*\*..... €109,00
- 12" (300 mm) pneumatiche\*\* €109,00

\* ruote da 24" solo con P 34 o P36 cm  
 \*\* ruote da 12" solo previa autorizzazione tecnica (non dispon. con HP38 o HP40cm)

**6. Corrimano**

- Alluminio chiaro
- Acciaio cromato 24" . € 30,00
- Alluminio scuro ..... € 60,00
- Gommato (a fusione) .. €155,00
- OVAAL (24"allum.chiaro). €110,00
- OVAALG (24"sc.c/ins.sil.). €199,00
- Curve L (24") ..... €358,00
- Gekko (24")..... €449,00
- Copricorr. in silicone €118,00

**7. Coperture**

- Pneumatiche scolpite (1" 3/8)
- Pneum. alta pressione lisce (24")
- Pneum.alta pressione scolpite (22"/24")
- Piene grigie 20"o22" x1 ..... € 63,00
- Piene grigie 20-22-24"x1,3/8 ..... € 63,00
- 24"/22" Pneum. Marathon Plus€ 84,00

**8. Copriraggi**

- Trasparenti.....€ 110,00
  - Neri .....€ 212,00
  - Fantasia.....€ 212,00
  - codice:.....
  - Fantasia con nome personalizzato nome:"....."€ 234,00
- vedi catalogo copriraggi Fantasia

**9. Ruotine anteriori**

- 80 3" piene cerchio plastica
- 80 3" piene con luci..... €44,00
- 100 4" piene cerchio plastica
- 100 4" piene cerchio allum ..... €82,00
- 100 4" piene con luci..... €44,00
- 125 5" piene cerchio plastica
- 125 5" piene cerchio allum..... €82,00
- 125 5" piene con luci..... €44,00
- 150 6" piene
- 150 6" pneumatiche
- 175 7" piene (\*)
- 175 7" pneumatiche (\*)

(\*) necessaria valutazione tecnica di compatibilità

