

# SURACE®

## Nuovo VOILÁ

Deambulatore  
originale **SURACE**.

*Arte in  
movimento*

- ✓ Costruito nello stabilimento di Moncalieri in Italia
- ✓ Telaio in acciaio cromato tubo Ø 25 mm
- ✓ Ascellari imbottiti regolabili in altezza e larghezza
- ✓ Facilmente smontabile, sta in poco spazio
- ✓ Ruote Ø 80 mm silenziose e non rumorose
- ✓ Freni posteriori di stazionamento
- ✓ Portata max 130 kg



Classificazione ISO 12.06.09.006 +12.06.09.130



Standard



Optional



**SURACE**  
**53**  
ANNI  
1963-2016

SURACE S.p.A.  
C.so Savona 52, 10024 Moncalieri (TO) - Italy  
Tel: +39 011 6408476 - Fax: +39 011 641562  
surace@surace.it - www.surace.it

**SURACE**  
WHEELCHAIRS