

SCHEDA TECNICA

WI_ST 0030_CARROZZINA WINNER TWO TRANSIT - DOPPIA CROCIERA

NOME PRODOTTO CARROZZINA WINNER TWO TRANSIT doppia crociera

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Carrozzina standard da transito doppia crociera.
- telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato bordeaux
- braccioli ribaltabili
- appoggiamambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- rivestimento in nylon lavabile

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15101016/CR	CARROZZINA WINNER TWO TRANSIT 16"/ 40 cm BORDEAUX DOPPIA CROCIERA BD/RDM: 1569708 CDN: Y122103
15101017/CR	CARROZZINA WINNER TWO TRANSIT 17"/ 43 cm BORDEAUX DOPPIA CROCIERA BD/RDM: 1569712 CDN: Y122103
15101018/CR	WINNER TWO TRANSIT 18""/46CM BORDEAUX DOPPIA CROCIERA BD/RDM: 1569714 CDN: Y122103
15101020/CR	CARROZZINA WINNER TWO TRANSIT 20"/ 50 cm BORDEAUX DOPPIA CROCIERA BD/RDM: 1569715 CDN: Y122103

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore BORDEAUX

Dimensioni
Larghezza Seduta: 40/43/46/50 cm
Ingombro Massimo: +15 cm
Ingombro da Chiusa: 28 cm
Profondità Seduta: 40 cm
Profondità Totale: 96 cm - 100 cm
Profondità Senza Pedane: 70 cm
Distanza Seduta-Pedana: 40 cm - 51 cm
Altezza Schienale: 40 cm
Altezza Posteriore Seduta: 50 cm
Altezza Anteriore Seduta: 52 cm
Altezza Bracciolo: 20 cm
Altezza Tot: 91 cm

Peso 16,5 Kg

Portata massima 120 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 15992018 - Pedane inclinazione variabile
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 15991018 - Braccioli lunghi -coppia-
Cod. 15991000 - Tavolino
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio