

Nome Prodotto



Materasso ad Aria Level Pro Intensive Autodetect.

Destinazione d'uso

Il materasso ad elementi intercambiabili Level Pro Intensive Autodetect viene abbinato al compressore Devicare R7E (cod. 05.03.R7E). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.



Caratteristiche

Codice	05.03.PRO-IA
Materiale Elementi Intercambiabili	PU • Poliuretano
Numero Elementi	20
Altezza Elementi	21 cm
Base	Espanso Ignifugo Spesso 5 cm (classe 11M)
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 80 x 26 cm
Portata Terapeutica	250 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)
AUTODETECT SYSTEM: sistema digitale di rilevazione automatica del peso e della posizione	
Connettore TRANSPORT, permette di mantenere il materasso gonfio per 12 h senza l'uso del compressore	
Raccordi a sgancio rapido CPC One Way, consentono di sostituire un elemento senza dover sgonfiare l'intero materasso	
Cinghie alle estremità per il fissaggio al letto	
Fodera in poliuretano ignifugo con cerniera a 360° su 4 lati	
Valvola CPR di sgonfiaggio rapido	
Tre elementi a livello del capo statici	
Optional: larghezza 90 cm	
Manutenzione e Pulizia Fodera	
 Lavaggio Max 95° C	 Non Stirare
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Manutenzione e Pulizia Materasso	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.018
Codice CND	Y033306
Codice RDM	114719/R



Product Name

Air Mattress Level Pro Intensive Autodetect.

Use

The mattress Level Pro Intensive Autodetect has to be combined with Devicare R7 pump (code 05.03.R7). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Features	
Code	05.03.PRO-IA
Interchangeable Elements Material	PU • Polyurethane
Number of Elements	20
Cells Height	21 cm
Base	Fireproof Foam Base 5 cm Thick (class 11M)
Dimensions Inflated	200 x 80 x 26 cm
Therapeutic Capacity	250 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)
AUTODETECT SYSTEM: digital system of automatic weight and patient position	
TRANSPORT connector: allows to keep the air in the mattress for 12 hours without the pump working	
Quick release connectors CPC ONE WAY which allows to change a cell without deflating the mattress	
Straps at the ends for attachment to the bed	
External cover in fireproof Polyurethane with 360° zip on 4 sides	
CPR valve for quick deflation	
First three elements always inflated	
Optional: width 90 cm	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Water temperature not above 95° C	 Do not iron
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virgino S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.018
CND Code	Y033306
RDM code	114719/R