



Codice	34074
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	I

RDM (NSIS)	2299344
CND	V0899
EAN/UPC	8023279340747
PARAF	903163335

## Descrizione

Particolarmente adatte per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove lo spazio è limitato.

Costruite in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile.

Dotate di 4 ruote, 1 con fermo, 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili 30 cm.

Facilitano il trasporto su terreni lisci.

2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza automatico.

## Caratteristiche tecniche

Dimensioni da piegata: 91 x 52 x 19,5 cm

Misura aperta: 91 x 52 x 71 cm

Dimensione sedia:

- altezza schienale: 91 cm - larghezza: 52 cm

- altezza seduta: 48 cm - larghezza: 52 cm

Capacità: 150 kg

Peso: 8,5 kg