

















|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>   |   | Modulo <b>STD</b>    |
|  |   | Rev. 01 – 07.08.2014 |
| <b>CP850</b>   | <b>Carrozzina da viaggio pieghevole in alluminio - TRAVEL</b> |                      |
| <i>Destinazione d'uso</i>  |   |                      |
| Carrozzina con operatore adatta a persone con difficoltà motorie e di deambulazione.   |   |                      |
| <b>Caratteristiche principali</b>  |   |                      |
| Costruita in alluminio anodizzato colore argento, peso 7 Kg, doppia crociera, sedile e schienale in nylon imbottito, tasca portaoggetti nello schienale. Ruote frontali e posteriori piene. Schienale pieghevole. Braccioli ribaltabili. Completa di cintura. Portata Max 75 Kg. |   |                      |
| <b>Immagine prodotto</b>   |   |                      |
|   |   |                      |
| <b>RIFERIMENTI</b>   |   |                      |
| <b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>  | MORETTI S.P.A.  |                      |
| <b>Paese di produzione</b>   | CINA  |                      |
| <b>Classe di dispositivo 93/42</b>   | Classe I  |                      |
| <b>Codice GMDN</b>   | 41630   |                      |
| <b>Codice Classificazione CND</b>  | Y122103   |                      |
| <b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>  | MORETTI S.P.A.  |                      |
| <b>Ingombro massimo piegato</b>  | 29x66x60 Cm   |                      |
| <b>MATERIALI PRINCIPALI</b>  |   |                      |
| <b>Alluminio anodizzato</b>  | <b>Poliuretano (Gomme piene)</b>                              |                      |
| <b>Nylon</b>   |   |                      |
| <b>ACCESSORI</b>   |   |                      |
| <b>CBR850</b>  | Borsa per il trasporto  |                      |

| VARIANTI                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>CP850-37 : Seduta 37 Cm</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DIMENSIONI PRODOTTO            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CP850-37</b>                | 85  | 58  | 38  | 89  | 65  | 43  | 33  | 37  | 41  | 44  | 29  | 7   | 20  | 13  | -   | 75  |