

Ideale per interno,  
gira su sé stessa


Sedie elettroniche Electronic wheelchairs



730 Smontata Dismounted



Box batterie con rotelle per facile trasporto  
Batteries, located in a box with wheels for easy moving



**Kg 38**  
+ Kg 30 BATTERY

**730 MAGIC**  
Sedia elettronica per interno

**Standard:** Motori da 330 Watt con batterie da 100 A senza manutenzione. Comando con clacson, regolatore di velocità. Telaio completamente riducibile per trasporto in auto. Schienale regolabile ed estraibile. Appoggiatesta regolabili, girevoli ed estraibili. Imbottiture super anatomiche. Imbottiture e tessuti ignifughi. Freni elettromagnetici. Braccioli desk regolabili in altezza ed estraibili. Cintura di sicurezza. Ruote antiribaltamento. Caricabatteria. Velocità max 6 km/h. Autonomia 6h - 36 km.

**Optional:** Appoggiatesta multifunzionale. Comando allo schienale. Comando a mento. Comando retrattile. Cuscinetti per il tronco. Cestino schienale.

**730 MAGIC**  
Electronic chair for internal use

**Standard:** 330 Watt motors with 100 A batteries without maintenance. Control box with horn, speed governor. Completely reducible frame for transport on car. Adjustable and removable backrest. Adjustable, swinging and detachable legrests. Super anatomical padding. Fire-retardant padding and upholsteries. Electromagnetic brakes. Adjustable and removable desk armrests. Security belt. Anti-overflow small wheels. Battery charger. Max speed 6 km/h. Range: 6h - 36 km.

**Optional:** Adjustable in height, depth, slant headrest. Control box on backrest. Chin control. Retractable control box. Trunk supports. Back basket.

Codice LEA 12.23.06.009

ISO Class 12.21.27.006

