

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 04.05.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP100	Carrozzina pieghevole START – ARDEA ONE
-------	---

*Destinazione d'uso*

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

**Immagine prodotto**



















**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	41622
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y122106
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	1104327
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.21.06.039
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.22.03.003

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	120 Kg
<b>Confezionamento</b>	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura	Acciaio																
Seduta	Nylon																
Ruote anteriori	PVC																
Ruote posteriori	PU Tubeless																
VARIANTI																	
CP100-38: Seduta 38 Cm	CP100-40: Seduta 40 Cm																
CP100-43: Seduta 43 Cm	CP100-45: Seduta 45 Cm																
CP100-46: Seduta 46 Cm	CP100-48: Seduta 48 Cm																
DIMENSIONI																	
Misure in cm																	
CP100-38								38		56							
CP100-40								40		58							
CP100-43	113	83	43	90	74	49	42=56	43		61	27	17,5	60	20	-	120	
CP100-45								45		63							
CP100-46								46		63,5							
CP100-48								48		65							
ACCESSORI OPZIONALI																	
CPA100-(40/43/45)	Cuscino Gommapiuma h 5 Cm																
CPA110-45	Seduta WC 45 Cm																
CAR900	Poggiatesta regolabile																
CAR605	Barra antifurto																
CPA501	Tavolino 55x32 Cm																
CPA506	Tavolino sagomato 58x38 Cm																
CPA120V	Pedane elevabili verniciate																
CPA120C	Pedane elevabili cromate																
CPA150	Bracciolo elevabile																
CPA600	Asta da flebo																
CPA605	Porta bombola in acciaio cromato																
CPA606	Porta bombola in poliestere																