

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 03 – 01.10.2019 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

| | |
|-------|--|
| CP110 | Carrozzina pieghevole NEXT – ARDEA ONE |
|-------|--|

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, doppia crociera, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a razzi a sgancio rapido e ruotino di sicurezza, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone. Ruotini antiribaltamento disponibili.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE


| | |
|--------------------------------|----------------|
| Fabbricante ai sensi 93/42 | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | CINA |
| Classe di dispositivo 93/42 | Classe I |
| Codice di classificazione GMDN | 41622 |
| Codice di classificazione CND | Y122106 |
| Codice nomenclatore principale | 12.21.06.039 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Peso Max sopportabile | 150 Kg |
| Confezionamento | Polietilene / Scatola di Cartone. |

MATERIALI PRINCIPALI

| | |
|------------------|-------------|
| Struttura | Acciaio |
| Seduta | Nylon |
| Ruote anteriori | PVC |
| Ruote posteriori | PU Tubeless |

| VARIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|----|------|------|----|----|---|-----|--|
| CP110-40 : Seduta 40 Cm | | | | | | | | | CP110-43 : Seduta 43 Cm | | | | | | | | |
| CP110-45 : Seduta 45 Cm | | | | | | | | | CP110-46 : Seduta 46 Cm | | | | | | | | |
| CP110-48 : Seduta 48 Cm | | | | | | | | | CP110-50 : Seduta 50 Cm | | | | | | | | |
| DIMENSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP110-40 | | | | | | | | 40 | | | 64 | | | | | | |
| CP110-43 | | | | | | | | 43 | | | 67 | | | | | | |
| CP110-45 | 105 | 81 | 43 | 90 | 73 | 49 | 56 | 45 | 42 | 69 | 26 | 18,5 | 60 | 20 | - | 150 | |
| CP110-46 | | | | | | | | 46 | | | 69,5 | | | | | | |
| CP110-48 | | | | | | | | 48 | | | 71 | | | | | | |
| CP110-50 | | | | | | | | 50 | | | 74 | | | | | | |
| ACCESSORI OPZIONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPA100-(40/43/45) | | | | | | | | | Cuscino Gommapiuma h 5 Cm | | | | | | | | |
| CPA110-45 | | | | | | | | | Seduta WC 45 Cm | | | | | | | | |
| CAR900 | | | | | | | | | Poggiatesta regolabile | | | | | | | | |
| CAR605 | | | | | | | | | Barra antifurto | | | | | | | | |
| CPA500 | | | | | | | | | Tavolino 55x32 Cm | | | | | | | | |
| CPA505 | | | | | | | | | Tavolino sagomato 58x38 Cm | | | | | | | | |
| CPA120V | | | | | | | | | Pedane elevabili verniciate | | | | | | | | |
| CPA120C | | | | | | | | | Pedane elevabili cromate | | | | | | | | |
| CPA150 | | | | | | | | | Bracciolo elevabile | | | | | | | | |
| CBR600 | | | | | | | | | Asta da flebo | | | | | | | | |
| CPR150 | | | | | | | | | Coppia ruotini antiribaltamento | | | | | | | | |