

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 01.10.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP310	Carrozzina pieghevole PLUS GO! – ARDEA ONE		
Destinazione d'uso			
Carrozzina a auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione			
Caratteristiche principali			
Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone. Ruotini antiribaltamento disponibili.			
Immagine prodotto			
			
RIFERIMENTI FABBRICANTE			
Fabbricante ai sensi 93/42		MORETTI S.P.A.	
Paese di produzione		CINA	
Classe di dispositivo 93/42		Classe I	
Codice di classificazione GMDN		41630	
Codice di classificazione CND		Y122103	
Codice nomenclatore principale		12.21.06.045	
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Peso Max sopportabile		200 Kg	
Confezionamento		Polietilene / Scatola di Cartone.	
MATERIALI PRINCIPALI			
Struttura		Acciaio	
Seduta		Nylon	
Ruote anteriori		PVC	
Ruote posteriori		PU	

VARIANTI																
CP310-50 : Seduta 50 Cm								CP310-55 : Seduta 55 Cm								
DIMENSIONI																
																
CP310-50	118	87	48	92	76	52	59	50	39	63	52	26	32	20	-	200
CP310-55								55		68						
ACCESSORI OPZIONALI																
CPA100-50								Cuscino Gommapiuma h 5 Cm								
CPA500								Tavolino 55x32 Cm								
CPA505								Tavolino sagomato 58x38 Cm								
CPA515								Tavolino sagomato large 68x57 Cm								
CPA120V								Pedane elevabili verniciate								
CPA120C								Pedane elevabili cromate								
CBR600								Asta da flebo								
CAR605								Barra Antifurto (solo Mls.50,55)								
CPR150								Coppia ruotini antiribaltamento								