

Per la vita dinamica



🇮🇹 S13

Sedia super compact leggera

Standard: Telaio in alluminio ed acciaio speciale. Doppia crociera. Braccioli desk regolabili in altezza. Fianchi estraibili. Pedane girevoli ed estraibili. Ruote ad estrazione rapida. Rotelline per ascensore ed antiribaltamento. Regolazione sedile in altezza. Catarifrangenti.

🇬🇧 S13

Light and super compact chair

Standard: Frame made of aluminium and special steel. Double cross. Adjustable and removable desk arms. Swinging and detachable footrests. Quickly extractable big wheels. Small wheels for lift and anti- overturn. Seat rest adjustable in height. Reflectors.

Kg 6,5



+

Kg 1,5



+

Kg 1,5



+

Kg 3,5



=

+ Kg 1

Ruote antiribaltamento

Codice LEA 12.22.03.012

ISO Class 12.21.06.039+12.24.21.106+

12.24.03.121+12.24.03.118

cm Ø 60	cm Ø 18	L 42	L 60	L 75	L 96	H 50	Standard				130 kg