

Mascherina protettiva FFP2		
Confezionamento in busta 5PZ		63101302
		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicazioni	Mascherina protettiva FFP2 – monouso	
Metodo di fissaggio	Anse auricolari elastiche	
Tipologia	5 strati: 1° strato 50g tessuto non tessuto 2° strato 25g tessuto soffiato a fusione 3° strato 25g tessuto soffiato a fusione 4° strato 50g tessuto non tessuto in polipropilene 5° strato 30g tessuto non tessuto	
Taglia	Adulti: 15.6 x 10.8cm	
Peso	5.6g (+/-10%)	
Colore	Bianco	
Modello	HZ-KN95	Codice conf. 5 pezzi 63101302
Conformità alle Normative	Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale - DPI di Categoria III Certificato nr. 2163-PPE-623/01 (Organismo Notificato #2163) Norma tecnica EN 149:2001/A1:2009	

CONFEZIONAMENTO

Confezione Primaria	5 pezzi per busta	Codice conf. 5 pezzi 63101302
Confezione di Vendita	1000 pezzi in scatola di cartone	
Conservazione	Temperatura: 0 - +40°C, umidità relativa (RH): 20% - 80%	
Scadenza	3 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Prodotto non sterile.	

DESCRIZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Filtrante facciale FFP2 • DPI di categoria III (EN 149:2001/A1:2009) • Preconformata con lacci elastici • Senza valvola di esalazione • Resistente ai fluidi, antipolvere, antivento, mantiene il calore • Buona traspirazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Non contiene lattice • Pressione delicata sulla pelle • Nasello regolabile
---	--