



K30




Bracciolo pieghevole
Folding armrest



Roller
Roller system



Omologata ignifuga
Approved version fire retardant



Bedsystem
Bedsystem



Portata
Weight capacity


Cod. **K30-2R**

Cod. **K30-2IR**

- Struttura in ferro e legno
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata
- Meccanica 2 motori con funzioni Lift / Relax / Bed
- Tessuto di qualità con alta resistenza all'usura
- Braccioli pieghevoli ideali per passaggi stretti
- Roller di serie
- Disponibile in versione omologata ignifuga solo in ecopelle

- Iron and wood structure
- Padding in non-deformable polyurethane foam with differentiated density
- 2-engine mechanics with Lift/Relax/Bed functions
- Quality fabric with high wear resistance
- Folding armrest ideal for narrow passages
- Standard Roller system
- Available approved version fire retardant eco leather only

Dimensioni / Dimensions



Posizioni / Positions

