

SCHEMA TECNICA

WI_ST 15020_POLTRONA LADY COMFORT SLIM 2 MOTORI

NOME PRODOTTO POLTRONA LADY COMFORT SLIM 2 MOTORI

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Poltrona Comfort Slim, dalle linee morbide e proporzionate che si contraddistingue dalle altre per la sua linea dolce e l'aspetto confortevole.

- Bracciolo arrotondato, che segue l'anatomia del braccio e garantisce un comfort ottimale
- Caratteristica principale è la ridotta dimensione di ingombro pur mantenendo al tempo stesso una seduta confortevole
- Granfoulard dello stesso colore e tessuto della poltrona disponibile come accessorio

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
57521003	POLTRONA LADY COMFORT SLIM 2 M - BORDEAUX BD/RDM: N.A. CND: N.A.
57521005	POLTRONA LADY COMFORT SLIM 2 M - BLU BD/RDM: N.A. CND: N.A.
57521001	POLTRONA LADY COMFORT SLIM 2 M - VERDE BD/RDM: N.A. CND: N.A.
57521004	POLTRONA LADY COMFORT SLIM 2 M - BEIGE BD/RDM: N.A. CND: N.A.
57521002	POLTRONA LADY COMFORT SLIM 2 M - TERRACOTTA BD/RDM: N.A. CND: N.A.

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Colore

BORDEAUX
BLU
VERDE
BEIGE
TERRACOTTA

Dimensioni

Larghezza seduta: 50 cm
Larghezza poltrona: 72 cm
Altezza poltrona: 104 cm
Profondità poltrona: 92 cm
Profondità seduta: 50 cm
Altezza seduta da terra: 48 cm
Lunghezza massima distesa: 180 cm
Altezza poggiatesta aperto da terra: 50 cm
Profondità poggiatesta: 44 cm

Portata massima

150 kg

Accessori e Ricambi

Cod. 57999941 Foulard tessuto verde
Cod. 57999942 Foulard tessuto terracotta
Cod. 57999943 Foulard tessuto bordeaux
Cod. 57999944 Foulard tessuto beige
Cod. 57999945 Foulard tessuto blu

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

- è conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- è conforme alla direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014 concernente l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, e che sono state applicate le seguenti norme tecniche:
 - o EN 55014-1:2017 "Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili — Parte 1: Emissione";
 - o EN 61000-3-2:2014 "Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase);
 - o EN 61000-3-3:2013 "Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-3: Limiti — Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione";
 - o EN 55014-2:2015 "Compatibilità elettromagnetica Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili — Parte 2: Immunità".
- è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



MOVI® spa
attrezzature biomediche
Via Dione Cassio, 15
I - 20138 MILANO

Tel. +39 02 50 90 51
Fax +39 02 50 61 048
PEC direzione@pec.movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale €. 7.072.000 i.v.
C.F./P.IVA - VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO 13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della LEMAR spa - Milano

REDATA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio