

SCHEMA TECNICA

WI_ST 0007_CARROZZINA LIGHT PLUS

NOME PRODOTTO CARROZZINA LIGHT PLUS

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con doppia crociera.

- telaio in alluminio verniciato
- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- rivestimento in nylon lavabile
- schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- seduta regolabile in altezza
- ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza
- regolazione baricentro
- appoggiategambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabile in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- ruote posteriori da 24"
- ruote anteriori da 8"

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15350014	CARROZZINA LIGHT PLUS 14" / 36 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106
15350016	CARROZZINA LIGHT PLUS 16" / 40 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106
15350017	CARROZZINA LIGHT PLUS 17" / 43 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106
15350018	CARROZZINA LIGHT PLUS 18" / 46 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15350020	CARROZZINA LIGHT PLUS 20"/ 50 cm BD/RDM: 579544 CND: Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
--------	-----

Dimensioni	Larghezza Seduta: 36/40/43/46/50 cm Ingombro Massimo: + 20 cm Ingombro da Chiusa: 29 cm Ingombro Senza Ruote: +18 cm Profondità Seduta: 42 cm Profondità Totale: 97 cm - 101 cm Profondità Senza Pedane: 78 cm Distanza Seduta-Pedana: 35 cm - 50 cm Altezza Schienale: 40 cm Altezza Posteriore Seduta: 44 cm - 51 cm Altezza Anteriore Seduta: 50 cm - 52 cm Altezza Bracciolo: 22 cm - 29 cm Distanza Schienale-Bracciolo: 3cm - 12 cm Altezza Tot: 86 cm - 93 cm
------------	---

Peso	15,5 Kg
------	---------

Portata massima	120 Kg
-----------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. 15369910 - Pedane inclinazione variabile
Cod. 15991000 - Tavolino universale
Cod. 159940XX - Poggiatesta
Cod. 5301 - Cintura pettorale
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio