

LIPOZERO G39

CAVITAZIONE PROFESSIONALE ESTETICA | 49 PROGRAMMI

LIPOZERO G39 È L'ULTRASUONO LIPOLITICO PROFESSIONALE CHE COMBATTE LA CELLULITE ED ELIMINA IL GRASSO SUPERFLUO GRAZIE A PROGRAMMI STUDIATI PER INTERVENIRE A FREQUENZE DIVERSE E GARANTIRE LA MASSIMA EFFICACIA IN OGNI TRATTAMENTO DI BELLEZZA.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZZA | 10 PELLE | 6 CAVITAZIONE CAVIMAX 150kHz
5 MOBILIZZAZIONE ADIPOSITÀ NorAd-526 | 4 ADIPOSITÀ MASCHILE | 4 ULTRACAV 39kHz

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Manipolo

- 1 manipolo Ø mm 50 - IP68
- 1 manipolo Ø mm 42 - IP68

Potenza

3W/cm² ± 20%

Frequenza erogabile

3MHz - 1MHz - 526KHz - 150KHz - 39KHz

Emissione

Continua e pulsata

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

Dimensioni


mm 170x220x60

Peso

gr 870

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Ultrasuono LIPOZERO G39
- 1 Manipolo multifrequenza
- 1 Manipolo per l'uso con i 39KHz
- 1 Confezione di gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



ALIMENTAZIONE A RETE



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

LIPOZERO G39

CAVITAZIONE PROFESSIONALE ESTETICA | 49 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

ULTRACAV 39KHZ

Total body 3-6 cm

Total body >6 cm

Cosce/glutei 3-6 cm

Cosce/glutei >6 cm

CAVIMAX 150KHZ

Lipolisi

Lipolisi fascia addominale

Cellulite

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Cellulite con pelle a buccia d'arancia

MF-PLUS

Lipolisi

Cellulite

Cellulite edematosa

Cellulite fibrosa

Culotte de cheval

Cellulite con pelle a buccia d'arancia

Adiposità maschile addome

Adiposità maschile fianchi

Adiposità maschile arti superiori

Adiposità maschile arti inferiori

MOBILIZZAZIONE ADIPOSITÀ NorAd-526

Lipolisi NorAd-526

Cellulite NorAd-526

Adiposità NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

ADIPOSITÀ MASCHILE

Adiposità maschile addome

Adiposità maschile fianchi

Adiposità maschile arti superiori

Adiposità maschile arti inferiori

BELLEZZA

Rassodamento

Massaggio

Modellamento

Modellamento addome

Modellamento gambe

Drenaggio

Drenaggio braccia

Drenaggio gambe

Smagliature

Applicazione principi attivi

PELLE

Acne

Lifting facciale

Trattamento rughe

Cicatrici

Couperose

Foruncoli viso

Foruncoli corpo

Skin restructure

Skin smoothing

Photoaging