

FPI002R

MASCHERINA MEDICALE TRE STRATI, CON ELASTICI – (EN 14683:2019 TIPO IIR) THREE LAYER MEDICAL MASK, WITH ELASTICS - (EN 14683: 2019 TYPE IIR)



Mascherina medicale tre strati, con elastici – monouso.
Priva di cuciture, saldata, senza utilizzo di collanti.
Priva di fibre di vetro, nichel, formaldeide, lattice.
Atossica, anallergica, inodore.
Bassissima resistenza alla respirazione.
Barretta stringinaso, morbida, leggera.
Vestibilità perfetta.
Efficace, confortevole, affidabile.
Elevata capacità di filtraggio.
*Three-layer medical face mask, with elastics - disposable
Without seams, welded, without the use of adhesives.
Free of glass fibers, nickel, formaldehyde, latex.
Non-toxic, hypoallergenic, odorless.
Very low breathing resistance.
Nose clip, soft, light.
Perfect fit.
Effective, comfortable, reliable.
High filtering capacity.*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL	FPI002R
MATERIALE MASCHERINA MASK MATERIAL	Tessuto-non-tessuto medicale <i>Medical non-woven fabric</i>
MATERIALE ANSE AURICOLARI EAR-LOOP MATERIAL	Tessuto-non-tessuto medicale <i>Medical non-woven fabric</i>
BARRETTA STRINGINASO NOSE BAR	11cm
TIPOLOGIA TYPE	3 strati <i>3 layers</i>
TAGLIA SIZE	Adulti: 17.5 x 9.5cm <i>Adult: 17.5 x 9.5cm</i>
PESO WEIGHT	3 strati: 25g+25g+25g <i>3 layers: 25g+25g+25g</i>
COLORE COLOR	Blu <i>Blue</i>
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico di classe I. EN 14683:2019 (Maschere facciali ad uso medico. Requisiti e metodi di prova) tipo IIR ISO 10993-1:2018. <i>Directive 93/42/EEC and amendments. Class I Medical Device. EN 14683: 2019 (Facial masks for medical use. Requirements and test methods). Type IIR. ISO 10993-1: 2018. (Biologic Compatibility)</i>
CONFEZIONAMENTO - PACKAGING	
CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Dispenser da 50 pezzi. <i>50 pieces dispenser.</i>
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	2000 pezzi in scatola di cartone <i>2000 pcs in carton box</i>
CONSERVAZIONE STORAGE	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore intenso. <i>Store in a cool and dry place, away from sources of intense heat.</i>
DATA DI SCADENZA EXPIRY	3 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Prodotto non sterile. <i>3 years from production date indicated on the package. Product not sterile.</i>