

MAT 100 MEMORY FOAM

TAPPETO MAGNETOTERAPIA

TAPPETO IN MEMORY FOAM PER TRATTAMENTI CON CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI UTILIZZABILE CON TUTTI I DISPOSITIVI PER MAGNETOTERAPIA DELLA LINEA MAGNUM DI GLOBUS.

MAT 100 È IDEALE PER TRATTAMENTI SU SUPERFICI AMPIE COME, PER ESEMPIO LA COLONNA VERTEBRALE.

IL TRIPLO STRATO DI IMBOTTITURA ACCOGLIERÀ CON COMFORT LA PARTE DA TRATTARE E QUESTO RISULTERÀ PARTICOLARMENTE UTILE NEL CASO DI ZONE MOLTO INFIAMMATE E DOLENTI.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione

cm 70x44x6,5

Imbottitura interna

Doppio strato superficiale in Memory Foam a differente densità e strato in poliuretano per alloggiamento solenoidi

Rivestimento esterno

Fodera lavabile in tessuto ipollergico con applicazione antiscivolo nella parte inferiore

Rivestimento interno

Fodera lavabile in tessuto impermeabile e antibatterico

Numero solenoidi

4

CONSIGLIATO PER


Lombalgie e dorsalgie

Artrosi e artiriti

Dolori muscolari



SEZIONE INTERNA DEI DIVERSI STRATI DEL TAPPETO



MAT 100 MEMORY FOAM

MAGNETOTERAPIA

Rev. It_07_2020