


Nome Prodotto

Materasso Polimed Visco Composito Liscio.

Codice	Misure (cm)	Portata (kg)
05.05.V1908014	190 x 80 x 14	150
05.05.V1958514	195 x 85 x 14	150

**Destinazione d'uso**

Dispositivo destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.

Descrizione


Il materasso POLIMED VISCO COMPOSITO LISCIO è realizzato con una superficie d'appoggio in espanso viscoelastico con densità 50 Kg/m³ e spessore 6 cm; la base di supporto è in espanso ad alta resilienza di densità 35 Kg/m³. L'espanso è realizzato con espansione senza CFC. Confezionato sottovuoto. Realizzabile in misure differenti su richiesta.

Materiali	
Superficie d'Appoggio	Espanso Viscoelastico di Densità 50 Kg/m ³
Base	Espanso ad Alta Resilienza di Densità 35 Kg/m ³
Manutenzione e Pulizia	
Pulizia possibile con un panno umido e un detergente neutro	
Prima dell'utilizzo far asciugare accuratamente il materasso senza esporlo però alla luce diretta del sole	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.006
Codice CND	Y033306
Codice RDM	658087/R

Product Name

Matress Smooth Polimed Visco Composite.

Code	Dimensions (cm)	Capacity (kg)
05.05.V1908014	190 x 80 x 14	150
05.05.V1958514	195 x 85 x 14	150



Use

Device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.

Description

The POLIMED VISCO COMPOSITE mattress is made with a 50 Kg/m³ density viscoelastic foam contact surface, 6 cm thick. The support base is made with a 35 Kg/m³ high density foam. Vacuum-packed to optimize space during shipment. Available in different sizes on request.

Materials	
Contact Surface	50 Kg/m ³ Density Viscoelastic Foam
Base	35 Kg/m ³ High Density Foam
Maintenance and Cleaning	
Possible cleaning with a damp cloth and neutral detergent	
Before use dry the mattress carefully without exposing it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.006
CND Code	Y033306
RDM Code	658087/R