

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 18.05.2017 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

| | |
|-------|--|
| MI391 | Letto da visita medica elettrico con ruote – LYTUS – 90 cm |
|-------|--|

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Letto con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Ruote azionabili tramite pedolini. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1IM. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Fabbricante ai sensi 93/42 | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | ITALIA |
| Classe di dispositivo 93/42 | Classe I |
| Codice di classificazione GMDN | 34936 |
| Codice di classificazione CND | Y181210 |
| Numero di repertorio | 1558444 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|----------------------------|
| Confezionamento | Scatola di Cartone. |
| Movimentazione | Elettrica motori Ti-Motion |
| Peso Max | 200 Kg |
| Classe di Isolamento | Classe 2 |
| Parte Applicata | Tipo B |
| Alimentazione | 100-240V AC 50-60 Hz 145VA |
| Tensione in uscita dalla centralina | 24 V DC |
| Classe di protezione | IP 54 |
| Rumorosità | < 45 dB |
| Forza richiesta per attivazione telecomando | 5 N |
| Inclinazione schienale | Max 60° |

| MATERIALI PRINCIPALI | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Struttura | <i>Acciaio</i> |
| Rivestimento | <i>Poliuretano – Similpelle</i> |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | <i>52 – 92 Cm</i> |
| Ingombro massimo | <i>202 x 92 Cm</i> |
| Dimensioni piano | <i>202 x 90 Cm</i> |
| Peso | <i>75 Kg</i> |
| Dimensioni imballo | <i>204,5 x 95 x 53,5h Cm</i> |
| Peso imballo | <i>85 Kg</i> |
| COLORI DISPONIBILI | |
| MI391BLU – Blu | MI391B – Bianco |
| MI391N – Nero | MI391V – Verde |