

POSTURE PLUS

S Y S T E M


**NUOVE SOLUZIONI
PER NUOVE DIMENSIONI
DEL BENESSERE POSTURALE.**



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment


A man with dark hair and a beard is shown from the back, wearing a black, short-sleeved, ribbed t-shirt. He is standing in a grassy field with a blurred background of trees and a bright sky. The t-shirt has a subtle, wavy pattern on the back. The text is overlaid on the right side of the image.

Una scelta di benessere per tutti,
per tutte le età,
per tutte le occasioni.

POSTURE PLUS SYSTEM

TANTE SITUAZIONI. TANTE POSIZIONI.

Anche quando non ce ne accorgiamo, busto, tronco, spina dorsale lavorano per noi, coinvolti in ogni gesto, in ogni attività, in un meccanismo complesso fatto per semplificarci la vita. Molto spesso però stress, traumi fisici e comportamenti sbagliati cristallizzano errate abitudini posturali che possono compromettere il benessere fisico.



Ecco alcuni esempi del tempo impiegato mensilmente nelle normali attività quotidiane dove il mantenimento di una corretta postura è fondamentale per star bene:

TV: circa 45 ore/mese (fonte: Millward Brown AdReaction 2014)

Pc, Laptop, Tablet: circa 61,5 ore/mese

(Fonte: Millward Brown AdReaction 2014)

Auto: circa 45 ore/mese (fonte: Unipol Sai 2014)


Sonno: circa 210 ore/mese (fonte: app Sleepy Cycle)

Attività fisica: circa 10 ore/mese (fonte: consigliato da Oms)


BIOFEEDBACK: UN FELICE RITORNO ALLA CORRETTA POSTURA.

Spesso quindi, l'errata postura è talmente assimilata da non essere più percepita come sbagliata. Ma il suo protrarsi non fa altro che acuire il danno. Ecco che entra in campo il biofeedback: una tecnica che, attraverso stimoli esterni, riporta in evidenza al soggetto l'errore e rieduca alla corretta postura.

Ed ecco entrare in campo POSTURE PLUS SYSTEM: un programma dedicato a tutti coloro che vogliono riappropriarsi del benessere posturale, per raggiungere una migliore qualità della vita.



POSTURE ERRATE



POSTURA CORRETTA



POSTURA ERRATA



POSTURA CORRETTA



POSTURE PLUS SYSTEM

RINNOVIAMO LA LINEA E L'IMPEGNO PER IL BENESSERE POSTURALE.

Vestirsi di benessere ogni giorno: è l'opportunità che FGP offre a chi sceglie la firma tutta italiana della riabilitazione. È l'occasione di indossare dispositivi posturali confortevoli, performanti, gradevoli, studiati per educare alla corretta postura dalla giovane età in poi, grazie alle forze di richiamo propriocettivo. Un'esperienza quotidiana di benessere oggi ancora più evoluta con prodotti aggiornati nella scelta di materiali, nelle soluzioni tecnologiche, nell'innovazione.

Benvenuti nella nuova era del benessere posturale.

BENESSERE VERO, BENEFICI VERIFICATI.

La conferma da test eseguiti da esperti del settore.

Soggetti di diversa età, accomunati da vizi posturali dovuti principalmente ad un impiego sedentario e dall'assenza di attività sportiva. Su questo campione sono state effettuate analisi con e senza maglia posturale. È emerso che gli stimoli propriocettivi esercitati dalla maglia Posture Plus hanno permesso un corretto riallineamento posturale in più angoli anatomici con conseguenti benefici che abbracciano più aspetti. Ecco i più rilevanti:

- miglior ventilazione polmonare
- facilitazione del decorso dei fasci vascolo-nervosi grazie al riallineamento della curvatura cervicale
- rilassamento dei trapezi
- attivazione dei muscoli profondi
- miglior tono della parete addominale, grazie al riallineamento della curvatura lombare

Gli esperti hanno così rilevato una pluralità di effetti benefici che può avere applicazione in molti campi e in molte situazioni.

Indagine condotta da:

Paolo Roberto Ferrari - MD Div.Ortopedia e Traumatologia Osp. S.Pellegrino SRL Castiglione delle Stiviere (MN);

Lorenzo Maria Ceconello - MD AO Busto Arsizio - P.O. Saronno;

Luca Russo - Chinesiologo, Dip. di scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie Univ. di L'Aquila;

Matteo Ghisini - Fisioterapista Osteopata FGP Biomechanical Lab;

Andrea Raggi - ing. FGP Biomechanical Lab.



**DA UN SOSTEGNO COSTANTE
ALLA RICERCA,
UN SOSTEGNO EVOLUTO
PER TUTTI.**

Crediamo nella ricerca e sviluppo come motore della nostra innovazione, della nostra visione, della nostra identità. Crediamo nell'evoluzione come unica strada per distinguerci ed evolvere, scegliendo materiali d'eccellenza e una produzione tutta italiana dove tecniche e tecnologie all'avanguardia si fondono con l'insostituibile abilità artigianale, per generare soluzioni sempre performanti e confortevoli. Perché crediamo in una qualità della vita migliore per ogni persona.

E crediamo nelle relazioni professionali forti, nel dialogo costante con medici e pazienti, e che il loro contributo sia fondamentale per guidarci nelle scelte e nel nostro impegno. Per un benessere accessibile a chiunque e come diritto di tutti.



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

POSTURE PLUS SYSTEM

ELASTICITÀ DIFFERENZIATA, LA NOSTRA DIFFERENZA: LA TECNOLOGIA SEAMLESS.

I punti di arrivo sono sempre nuovi punti di partenza. I dispositivi posturali sono stati lo stimolo per migliorare ancora nelle prestazioni, nel comfort, nella vestibilità. E migliorare la gestione dell'elasticità è stata una nuova conquista del mondo FGP, con una soluzione ad oggi impiegata solo da noi. La tecnologia seamless ci permette di sviluppare trame utilizzando più tipologie di elastomeri contemporaneamente per un'elasticità differenziata in base alla zona trattata. Un ulteriore passo in avanti sulla strada di un benessere ancora più evoluto.

DA UNA MICROSTRUTTURA, MAXIRISULTATI: LA MICROFIBRA.


La microfibrà, caratterizzata dall'estrema finezza dei suoi filamenti, con il suo diametro inferiore a 10 micron è in grado di assicurare estrema morbidezza ed elevata traspirabilità, rendendo i dispositivi ancora più adatti ad essere indossati a diretto contatto con la pelle. Inoltre, la scelta della colorazione in fase di estrusione, offre grande solidità, brillantezza, durata nel tempo. Da misure minime, una grande soluzione.



HEIQ
SMART TEMP
 INTELLIGENT THERMOREGULATION

TERMOREGOLAZIONE ADAPTIVE BY HeiQ IL GIUSTO CLIMA ADDOSSO


Una soluzione che si regola dinamicamente alle temperature, catturando il sudore nelle fibre per "climatizzare" la pelle. L'esclusivo polimero idrofunzionale reagisce a contatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, termoregolando la temperatura. Una vera barriera naturale.



HEIQ
FRESH TECH
 DURABLE ODOR CONTROL

TRATTAMENTO PURE BY HeiQ LA FRESCHEZZA CHE VIENE DALL'ARGENTO

Trattamento antibatterico che offre una prolungata e efficace azione antiodore. Le naturali proprietà della molecola d'argento svolgono un'efficace azione riducendo del 99,9% i batteri che causano odori sgradevoli, donando una freschezza naturale anche nell'uso continuativo



IDEALI
PER LO SPORT E
LA VITA DI TUTTI
I GIORNI.

P+ PERFECT ZIP NERA

POSTURE PLUS SYSTEM

P+ EFFECT
P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG UP

P+ EFFECT e P+ PERFECT ZIP

sono dispositivi dedicati al benessere dei più grandi, indossabili in ogni occasione, in ogni situazione. Nella vita quotidiana come nelle attività sportive, P+ EFFECT e P+ PERFECT ZIP accompagnano chi li indossa in ogni gesto allenando costantemente al recupero della corretta postura. La presenza della lampo in P+ PERFECT ZIP è un'opzione in più per facilitare l'indossabilità.



P+ EFFECT BIANCA E NERA



P+ YOUNG UP NERA E BIANCA

P+ YOUNG UP

è una grande opportunità di crescere bene dedicata ai più piccoli. Giorno dopo giorno, il dispositivo posturale accompagna i più giovani nel loro percorso di sviluppo educandoli a una corretta postura.

L'età dello sviluppo è il momento più soggetto ai cambiamenti fisici, fisiologici, psicologici: P+ YOUNG UP veste il desiderio di una crescita posturale corretta con soluzioni evolute per un grande benessere quotidiano.

POSTURE PLUS SYSTEM

TECNOLOGIA E MATERIALI PERFETTI. EFFICACIA E COMFORT PER TUTTI.

Dalla tecnologia alla pratica, passando per la ricerca costante e la scelta dei materiali più performanti. POSTURE PLUS SYSTEM adotta soluzioni all'avanguardia per una massima resa in ogni aspetto. Dal comfort, alle prestazioni, all'adattabilità, all'estetica ogni caratteristica raggiunge il suo top, ottenuta combinando di volta in volta scelte tecniche, tecnologiche e di design. Perché il benessere posturale sia una pratica per tutti, e per tutti i momenti.



TIRETTO
AUTOBLOCCANTE
E COPRITIRETTO

SCOLLATURA PER
UNA VESTIBILITÀ
INVISIBILE SOTTO GLI ABITI

CUCITURE PIATTE
ELASTICIZZATE

TRAMATURA ELASTICA JERSEY CON
ELASTICITÀ SOFT
PER EVITARE CONTRIZIONI
ALLA RESPIRAZIONE

● TRAMATURA 3D
PER VEICOLARE
IL SUDORE IN ECCESSO

● TRAMATURA ELASTICA
TRIDIMENSIONALE
A COSTE PER
IL RICHIAMO POSTURALE

● TRAMATURA ELASTICA
AD EFFETTO RETE PER
ULTERIORE TRASPIRABILITÀ


● TRAMATURA 3D PER
VEICOLARE IL SUDORE
IN ECCESSO

● TRAMATURA ELASTICA
TRIDIMENSIONALE A COSTE
CON ELASTICITÀ SOFT PER
UNA MIGLIORE VESTIBILITÀ

P+ EFFECT

DRITTI, FINO AL CUORE DELLA PERFORMANCE

Tramatura elastica tridimensionale
a coste per un richiamo posturale ottimale



Maglia con scollo rotondo
confortevole e invisibile sotto i vestiti

T-SHIRT POSTURALE



INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali


MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm




P+ PERFECT ZIP

DRITTI, FINO AL CUORE DELLA PERFORMANCE



Comoda apertura a zip con copritiretto



T-SHIRT POSTURALE



INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali


MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm



GRANDE PERFORMANCE ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

Tramatura elastica tridimensionale
a coste e tramatura 3D



Tramatura ascellare elastica
ad effetto rete



T-SHIRT POSTURALE



TRAMATURA ELASTICA TRIDIMENSIONALE A COSTE PER IL MASSIMO RICHIAMO POSTURALE

CUCITURE PIATTE ELASTICIZZATE

TRAMATURA 3D PER VEICOLARE IL SUDORE IN ECCESSO VERSO L'ESTERNO

TRAMATURA ELASTICA TRIDIMENSIONALE A COSTE CON ELASTICITÀ SOFT PER UNA MIGLIORE VESTIBILITÀ

SCOLLATURA PER UNA VESTIBILITÀ INVISIBILE SOTTO GLI ABITI

TIRETTO AUTOBLOCCANTE E COPRITIRETTO

TRAMATURA ELASTICA AD EFFETTO RETE PER UN'ULTERIORE TRASPIRABILITÀ

TRAMATURA ELASTICA JERSEY CON ELASTICITÀ SOFT PER EVITARE COSTRIZIONI ALLA RESPIRAZIONE

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

MISURE

Tg.	Ø Torace
1°	60-67 cm
2°	67-74 cm
3°	74-80 cm








LA TECNOLOGIA A MISURA DI COMFORT E PERFORMANCE

Zona pettorale e ascellare a rete
per una maggiore traspirabilità



P+ TECH è realizzata secondo la tecnica del capo integrale la maglia è completamente priva di cuciture portando il comfort ai massimi livelli. Grazie alla sua straordinaria elasticità si adatta perfettamente a ogni conformazione anatomica, sia maschile che femminile. La traspirazione e la grande freschezza è garantita dall'impiego del filato Nilit Breeze®.

Questa particolare tecnica realizzativa ha permesso di progettare la maglia fin dal suo intreccio, così da ottenere zone di spinta differenziate e zone ad alto comfort e traspirabilità.



L'azione di stimolo propriocettivo sulla colonna è ottenuta grazie alla tramatura a richiamo elastico data dalla particolare geometria utilizzata per simulare l'azione di trazione della muscolatura presente nella zona dorsale e sulle spalle.

UN AUTOREVOLE APPROFONDIMENTO

Lo studio condotto in collaborazione con università di L'Aquila sugli effetti dell'utilizzo dinamico della P+ Tech ha dimostrato che:

- anche durante l'esecuzione di movimenti come la deambulazione, non ci sia perdita di efficacia della maglia;
- la maglia non limita range articolari di capo e spalla nei movimenti specifici misurati sul full range.

T-SHIRT POSTURALE



INCROCIO POSTERIORE PER UNA CORRETTA POSTURA

TESSUTO AD ALTO FATTORE DI ELASTICITÀ CHE RENDE LA MAGLIA PERFETTA DA INDOSSARE ANCHE COME CAPO INTIMO

MAGLIA REALIZZATA CON FILATO NILIT BREEZE® PER UNA SENSAZIONE DI FRESCHEZZA SULLA PELLE

GIROCOLLO ELASTICIZZATO ADATTABILE FACILMENTE A OGNI CONFORMAZIONE ANATOMICA

ZONA PETTORALE E SOTTOASCELLARE A TRAMATURA PIÙ LARGA, ADATTA AL BENESSERE DELLE REGIONI PIÙ DELICATE.

PARTICOLARE TRAMATURA A RICHIAMO ELASTICO

TECNOLOGIA "CAPO INTEGRALE" OVVERO ASSENZA TOTALE DI CUCITURE PER IL MASSIMO DEL COMFORT E DELLA VESTIBILITÀ

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
XS	80-88 cm
S	88-96 cm
M	96-104 cm
L	104-112 cm
XL	112-122 cm



COLORI DISPONIBILI



Bianco



Nero

DRITTI, FINO AL CUORE DELLA PERFORMANCE

P+ FORCE è tagliata per far vivere la voglia di movimento e di eccellenti prestazioni. Il tessuto "Sensitive®" sottile e traspirante dona freschezza e grande vestibilità.

La parte laterale della zona sottoascellare è realizzata con una particolare tramatura a rete che garantisce ancora maggior traspirabilità e comfort. La doppia fascia toraco-dorsale, la fascia addominale alta, l'elasticità del tessuto nella zona addominale lavorano in sinergia per un corretto riallineamento della colonna.

Indossare la maglia risulta facile e veloce grazie alla comoda apertura a zip, mentre il girocollo ampio offre comodità e permette di indossare la maglia senza che sia visibile sotto gli abiti. Le cuciture piatte ed elastiche evitano spessori e offrono grande comfort.

UN AUTOREVOLE APPROFONDIMENTO

FGP in collaborazione con la clinica Domus Salutis di Brescia sta conducendo uno studio sull'impiego delle maglie posturali nei protocolli di trattamento dei pazienti affetti da morbo di Parkinson nella fase iniziale della patologia.




Girocollo ampio



LA ZONA ASCELLARE: UN IMPORTANTE CAMPANELLO.

La modellazione della zona ascellare, comoda e confortevole, offre un'importante segnale sullo stato posturale.

L'eventuale sensazione di spinta/trazione in questo punto, variabile da soggetto a soggetto, è un importante indicatore che evidenzia il lavoro della maglia e la condizione posturale di chi la indossa.



Tramatura a rete
per una maggiore traspirabilità

T-SHIRT POSTURALE



DUE FASCE DI TENSIONAMENTO TORACO-DORSALI E UNA FASCIA LOMBARRE CHE LAVORANO IN SINERGIA PER UNA MAGGIOR EFFICACIA SUL BIOFEEDBACK

CUCITURE PIATTE ED ELASTICHE OFFRONO UN GRANDE COMFORT

LUNGHEZZA DELLA MAGLIA FINO ALLA ZONA SACRALE, RIFINITA CON SILICONE SUL BORDO, PER OFFRIRE UNA MAGGIOR STABILITÀ

GIROCOLLO AMPIO PER UNA MIGLIORE PORTABILITÀ

APERTURA A ZIP PER UNA MIGLIORE COMODITÀ ALL'INDOSSO

ZONA PETTORALE ALTAMENTE ELASTICA PER UN'OTTIMALE VESTIBILITÀ

TESSUTO CON TRAMATURA A RETE ANALLERGICA E TRASPIRANTE CHE GARANTISCE MASSIMO BENESSERE NELLA ZONA SOTTOASCELLARE

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari

MISURE UOMO

Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



MISURE DONNA

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la taglia più grande.

IL BENESSERE DEL BACINO SEMPRE A FIOR DI PELLE

Con P+ PANTS, il benessere avvolge anche gli arti inferiori. I pantaloni posturali realizzati con materiale Sensitive®, coniugano comfort, leggerezza e una grande efficacia nel recupero della corretta postura del bacino.

UN AUTOREVOLE APPROFONDIMENTO


È stato effettuato uno studio su un gruppo di soggetti sani che ha avuto lo scopo di investigare gli effetti indotti dal pantaloncino P+ PANTS su l'angolo di antiversione del bacino. I risultati ottenuti dimostrano come tale ortesi, diminuendo l'antiversione pelvica e la lordosi lombare associata, possa aumentare lo spazio interdiscale posteriore, il diametro dei forami intervertebrali e del canale spinale riducendo il sovraccarico posturale spesso descritto come una fonte importante di lombalgia e sintomi correlati.

L'evoluzione dello studio sull'efficacia del pantaloncino posturale, effettuato sempre in collaborazione con il Centro di Ricerche interdisciplinare di patologie e chirurgia del rachide dell'Università dell'Insubria (Varese), ha portato ad indagare circa gli effetti dello stesso su pazienti e non soggetti sani. Da questo studio emerge la validità di tale prodotto come dispositivo coadiuvante nel trattamento delle patologie derivanti da iperlordosi lombo-sacrale.

Aderenza e traspirabilità al top, grazie al tessuto Sensitive®



Le forze di trazione agiscono con efficacia sull'angolo tilt pelvico, ristabilendo la corretta postura del cingolo lombo-sacrale. La chiusura velcrata assicura la massima vestibilità dosando con precisione l'intensità della spinta, a seconda delle esigenze anatomiche. P+ PANTS, nella sua doppia versione maschie e femminile, è un ottimo alleato per prevenire lordosi e problemi generici alla zona lombare.



Chiusura velcrata per un tensionamento modulare delle fasce

P+ PANTS

PANTALONE POSTURALE



SAGOMATURA ANTERIORE ALTA PER UN CORRETTO ORIENTAMENTO DELLE FASCE DI TRAZIONE

CHIUSURA VELCRATA DELLE FASCE PER UNA REGOLAZIONE FACILE E VELOCE

TESSUTO TRASPIRANTE SENSITIVE®

FASCE DI SPINTA DEL CINGOLO SACRALE

MASSIMO COMFORT GRAZIE AL MATERIALE A RETE NELLA ZONA POPLITEA

INDICAZIONI

- coadiuvante nella correzione delle patologie correlate all'antiversione del bacino
- correzione atteggiamento iperlordotico
- coadiuvante nel trattamento delle stenosi lombari
- patologie della sacroiliaca

MISURE DONNA

Tg. Ø Bacino

XS	88-93 cm
S	94-99 cm
M	100-105 cm
L	106-111 cm
XL	112-117 cm



MISURE UOMO



Tg. Ø Vita

S	82-87 cm
M	88-93 cm
L	94-99 cm
XL	100-105 cm
XXL	106-111 cm





Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 0 - 04/18

www.ciabocomunicazione.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

