

PHYSIOLASER 500

LASERTERAPIA | 14 PROGRAMMI

PRODOTTO INDICATO PER ACCELERARE IL RECUPERO DEI TESSUTI INFIAMMATI, RIGENERARE LE CELLULE E MIGLIORARE LA MICROCIRCOLAZIONE. PHYSIOLASER 500 FAVORISCE I NATURALI PROCESSI DI GUARIGIONE.

9 SALUTE | 5 ESTETICA

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Uscite

1

Sorgente laser

Diodo

Potenza

500mW

Divergenza del fascio

13°

Lunghezza d'onda

808nm

Emissione

Continua e pulsata

Dimensioni spot

mm 3,5 e mm 11,5

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni



mm 100x160x35

Peso

gr 433

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 500
- 1 Manipolo laser
- 1 Paio di occhiali per il paziente
- 1 Paio di occhiali per l'operatore
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE
0476



LAST 10



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



ALIMENTAZIONE A RETE



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 500

LASERTERAPIA | 14 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SALUTE

Artrosi

Distorsione caviglia

Dolore ginocchio

Edema distorsione caviglia

Dolore articolare spalla

Epicondilite

Dolore cronico/mal di schiena

Dolore collo

Tendinopatie

ESTETICA

Smagliature seno

Cellulite edematosa cosce, fianchi, glutei

Adipe e cellulite diffusa

Smagliature

Cicatrici