

CP900
Poltrona polifunzionale assistita RELIEF – ARDEA ONE

Dispositivo di mobilità personale munito di ruote e che incorpora un sistema di supporto della seduta per un occupante disabile, a propulsione manuale da parte dell'occupante e/o di un assistente mentre l'occupante è seduto.

Caratteristiche principali

Telaio in acciaio verniciato, seduta e schienale anatomici in poliuretano stampato e rivestiti in nylon nero lavabile. Poggiatesta anatomico in poliuretano stampato rivestito in nylon nero lavabile, regolabile in altezza, profondità ed angolazione. Braccioli e fianchetti imbottiti, estraibili, regolabili in altezza e larghezza. Pedane estraibili, regolabili in larghezza, profondità ed inclinazione con poggia gambe regolabili in altezza dotate di cuscinetti proteggi ginocchio. Poggiapiedi regolabili in lunghezza. Cuscinetti contenitivi del busto, imbottiti, estraibili, regolabili in altezza, larghezza e angolazione. Divaricatore anatomico imbottito e regolabile. Ruote anteriori in PU Ø 20 cm con forcella in alluminio, regolabili in più posizioni. Ruotine antiribaltamento in dotazione. Maniglione di spinta imbottito, regolabile in altezza completo di comandi operatore.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	10796
Codice di classificazione CND	Y180918
Repertorio Dispositivi Medici	1200974
Codice nomenclatore DM 332/99	18.09.18.012
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.009

CARATTERISTICHE TECNICHE															
Peso Max sopportabile								120 Kg							
Confezionamento								Polietilene / Scatola di Cartone.							
MATERIALI PRINCIPALI															
Struttura								Acciaio							
Seduta								Ecopelle – Tessuto di Cotone							
Ruote anteriori								PU							
Ruote posteriori								PU							
VARIANTI															
CP900-40 : Seduta 40 Cm								CP900-45 : Seduta 45 Cm							
DIMENSIONI															
Misure in cm															
CP900-40	113	81	45	108	64	57	40/60	40	49	57	-	41	30	20	5
CP900-45								45		62		43			
ACCESSORI OPZIONALI															
CAR710								Poggiatesta regolabile							
CAR525								Tavolino sagomato							
RP245								Cintura sicurezza tipo auto							
RP200								Cintura pettorale imbottita							
CBR600								Asta per flebo							