

PREMIUM 400

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 258 PROGRAMMI

OLTRE 250 PROGRAMMI SUL PALMO DI UNA MANO, PREMIUM 400 È L'ELETTROSTIMOLATORE IDEALE PER LO SPORT E PER LA CURA DELLA PROPRIA BELLEZZA, PER LUI E PER LEI.

58 FITNESS | 53 SPORT | 44 SPORT SPECIALI | 36 BELLEZZA | 23 MICROCORRENTI | 18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150Hz *

Larghezza impulso

40-450µs *

Ampiezza impulso

0-120mA

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Dimensioni

mm 100x160x35


Peso

gr 454


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore PREMIUM 400
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE
0476



TENS



MENS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FUNZIONE PREFERITI



MULTI USER



PROGRAMMABILE



STIM LOCK



FUNZIONE 2+2



MY TRAINER



SYNCHRO STIM



WORK TIME



BATTERIA RICARICABILE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PREMIUM 400

ELETTROTERAPIA 4 CANALI | 258 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Riscaldamento pre-gara

Recupero attivo

Forza massimale

Forza resistente

Forza esplosiva

Reattività

Resistenza aerobica

Recupero post-gara

Decontratturante

Ipertrofia

SPORT SPECIALI

Corsa

Sci di fondo

Arti marziali

Tennis

Calcio

Ciclismo

FITNESS

Rassodamento

Rassodamento Bio-Pulse

Modellamento

Modellamento Bio-Pulse

Tonificazione

Aumento massa

Body sculpting

Definizione

Jogging

Fitness anaerobico

Fitness aerobico

Prevenzione crampi

BELLEZZA

Drenaggio

Drenaggio Bio-Pulse

Lipolisi

Lipolisi post-parto

Massaggio tonificante

Massaggio connettivale

Braccia gonfie

Capillarizzazione viso

Miglioramento tono pelle

Drenaggio post-parto

Rassodamento post-parto

Rassodamento seno

Modellamento seno

Effetto lifting

REHAB

Atrofia quadricipite (con protesi al ginocchio)

Recupero post intervento LCA

Prevenzione sublussazione spalla

TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale

Tens antalgica modulata

Tens endorfinica

Dolori mestruali

Dolore cronico

Dolore cervicale

Dolore muscolare

Dolore ginocchio

Dolore spalla (sindrome scapolo-omerale)

Lombalgia cronica

Borsiti-tendiniti

Osteoartrite

MICROCORRENTI

Epicondilitis

Periartrite scapolo-omerale

Ripristino muscolare

Contusione

Edema

Ulcera pelle

Sciatalgia

Lombalgia

Nevralgia brachiale

Dolore acuto

Dolore articolare

Torcicollo

Colpo di frusta

Spondilosi cervicale

Distorsione spalla

Distorsione ginocchio

Tunnel carpale

Osteoartrite

Distorsione caviglia

Infiammazione tendine d'Achille

Infiammazione tendine rotuleo

Infiammazione cuffia rotatori

Infiammazione tendinea

INCONTINENZA

Incontinenza mista

Incontinenza da stress

Incontinenza URGE

IONOFRESI

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 18 combinazioni di parametri.

I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2.

La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 7 combinazioni di parametri.

Tale modalità viene consigliata soprattutto in ambito sportivo o per la preparazione atletica dove si vuole sommare la contrazione muscolare indotta da uno stimolatore ad un lavoro svolto con sovraccarichi sia in forma dinamica che isometrica.