

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 08.06.2016	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RS908	Ausilio per WC
--------------	-----------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per WC adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Ausilio per WC smontabile, regolabile in altezza, agevola il sedersi ed il sollevarsi del paziente. Struttura in alluminio anodizzato Ø 2,5 cm. Utile come ausilio per sedersi e alzarsi dal wc. Adattabile ad ogni tipo di WC. Gambe regolabili in altezza, puntali in gomma antiscivolo.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31058</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y091215</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>1378190</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	<i>100 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Alluminio</i>
Braccioli	<i>Polietilene</i>

DIMENSIONI

Base	<i>61 - 69 x 43 Cm</i>
Altezza	<i>66 – 76 Cm</i>