

S 95



🇮🇹 S 95
Rialzo stabilizzante per W.C.
 Standard: Telaio alluminio. W.C. Braccioli. Piedini regolabili in altezza. Sedile di copertura.

🇬🇧 S 95
W.C. stabilizing support
 Standard: Aluminium frame. W.C. Armrests. Adjustable legs. Cover seat.

Codice LEA 09.12.15.006

ISO Class 09.12.24.003

L 50 - 60	L 48	h 42 - 52	h 30	Standard	h 77 - 87	Portata 100 kg

S 99



🇮🇹 S 99
Seggiolino girevole a 360° per vasca in acciaio inox

🇬🇧 S 99
Stainless steel swivel bath bench

Codice LEA 09.33.03.015

ISO Class 09.12.03.003 riconducibile

L 51	L 74	h 37	h 37	Portata 100 kg